



**安寿** あんじゅ

# ポータブルトイレ FX-30/FX-30S

## 共通取扱説明書



FX-30



FX-30S

標準便座

標準便座・快適脱臭

ソフト便座

ソフト便座・快適脱臭

暖房便座

暖房便座・快適脱臭


(文中表記：暖房・脱臭)

最大使用者体重：100kg

ご使用前にこの取扱説明書と保証書をお読みください。


このたびは本製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ・正しくお使いいただくため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書を読んだあとは必ず保管してください。



### ひじ掛け高さの調節方法

①ボタンを押したまま②ボタンを押して、  
ひじ掛けを上下にスライドして高さ調節  
します。



保存版  
(保証書付)

ARONKASEI CO.,LTD.



# もくじ



## 確認しましょう P.3~6

- ・購入品と梱包品の確認 ..... 3
- ・各部の名称 ..... 4
- ・商品の寸法図と仕様 ..... 5~6



## 安全上のご注意 P.7~10



## ご使用の前に P.11 ~ 17

- ・組み立てましょう ..... 11
- ・各部の調節をしましょう ..... 12~15
- ・ペーパーホルダーの使いかた ..... 16~17
- ・便座シートを取り付けましょう ..... 17



## 使いましょう P.18 ~ 23

- ・ご使用になる前に ..... 18
- ・使いかた ..... 19~23
  - 使用前の準備のしかた ..... 19
  - 汚物処理のしかた ..... 20
  - 座りかた ..... 21
  - 移動のしかた ..... 21
  - こんな使いかたができます ..... 21~23
  - より快適にご使用いただくために ..... 23



## お手入れしましょう P.24 ~ 27

- ・お掃除のしかた ..... 24~25
- ・点検のしかた ..... 26
- ・交換部品 ..... 27




## 各種機能 P.28 ~ 35

- ・暖房便座 ..... 28~29
- ・快適脱臭 ..... 30~33
- ・暖房・脱臭 ..... 34~35



## 困ったときには P.36 ~ 39

- ・よくあるご質問 ..... 36
- ・故障かな?と思ったら ..... 36~37
- ・保証とアフターサービス ..... 38~39





# 確認しましょう

## 購入品と梱包品の確認

梱包品が揃っているか、下のイラストを見ながら確認しましょう。



ご購入いただきました製品によって、梱包品、および確認していただくページが異なります。組み立てる前に、購入した製品にレ点を付け、ご確認をお願いいたします。

確認しましょう

! 安全上のご注意


\* ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○+ 各種機能

? 困ったときには




本体 1台



背もたれ固定ピン  
2個



ペーパーカッター  
1個



ホルダー軸  
1個



ホルダー受け  
1個


防臭消耗品

### 全タイプ共通


#### 背もたれの種類

FX-30 用背もたれ  
(側方ガードあり)

FX-30S 用背もたれ  
(側方ガードなし)




側方ガード




#### 便座の種類

標準便座




便座





吸着便座シート

ソフト便座



便座  
ベース板

暖房・脱臭用便座




詳しくは…P. 28へ

#### 快適脱臭機能付き

快適脱臭

詳しくは…P.30へ

分解(断面図)



センサー  
蓋

吸引口

センサー  
コード

プレフィルター  
1個

正面図



確認しましょう

! 安全上のご注意

\*ご使用の前に

使いましょう





お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

## 各部の名称

■全タイプ共通





# 確認しましょう




## 商品の寸法図と仕様

### 商品寸法図

■全タイプ共通

単位: cm

便座から  
ノーマルポジション設定: 0、6~24 [3cmピッチ] (8段階)  
ハイポジション設定 : 6、12~30 [3cmピッチ] (8段階)



確認しましょう

! 安全上のご注意

\* ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

確認しましょう

! 安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

## 仕様

### ■全タイプ共通

品名		ポータブルトイレ FX-30 / ポータブルトイレ FX-30S	
構成部品	全タイプ共通	部品名	材質
		本体、背もたれ本体、上蓋、受け板、バケツ、姿勢保持グリップ、ひじ掛け本体（支柱部）、ひじ掛けクッション、前脚（支柱部）、後脚、ペーパーカッター、ホルダー軸	ポリプロピレン
		前脚（下部）、前脚アジャスター	ABS樹脂
		背もたれクッション	ポリエチレン
		脚ゴム	エラストマー
		キャスター（車輪部）	ポリアセタール
FX-30のみ	側方ガード	ポリプロピレン	
	標準便座タイプ	便座	ポリプロピレン
	暖房便座タイプ		
	標準便座・快適脱臭タイプ		
	暖房便座・快適脱臭タイプ		
重量	ソフト便座タイプ	便座	EVA樹脂（抗菌加工）
	ソフト便座・快適脱臭タイプ	便座ベース板	ポリプロピレン
	バケツ容量	約9L	
サイズ		幅53×奥行60×高さ76～90cm（便座までの高さ35～49cm[1cmピッチ]）	
FX-30	標準便座タイプ	13.0kg	
	ソフト便座タイプ	13.0kg	
	暖房便座タイプ	13.5kg	
	標準便座・快適脱臭タイプ	13.5kg	
	ソフト便座・快適脱臭タイプ	13.5kg	
	暖房便座・快適脱臭タイプ	14.0kg	
FX-30S	標準便座タイプ	12.5kg	
	ソフト便座タイプ	12.5kg	
	暖房便座タイプ	13.0kg	

### ■暖房便座タイプ

材質	便座・裏板	ポリプロピレン
	スイッチボックス・ホルダー	ABS樹脂
定格	(電源電圧)入力: AC100V・50/60Hz	
消費電力	約53W	
表面温度	温度調節範囲: 約30～40°C	
発熱体	コードヒーター	
コード長	本体側約0.9m、電源側約1.6m	
安全装置	温度ヒューズ	

### ■暖房・脱臭タイプ

定格	(電源電圧)入力: AC100V・50/60Hz 出力: DC12V(付属脱臭器専用)
消費電力	暖房: 約53W/脱臭: 約5W
コード長	暖房便座: 本体側約0.9m 電源側約1.6m 脱臭器: 0.9m

### ■快適脱臭タイプ

材質	脱臭器本体	ポリプロピレン
	接続ダクト	ポリエチレン
	プレフィルター	ポリウレタン
	吸着材	触媒配合コルゲートハニカム活性炭
サイズ	幅13.5×奥行9.5×高さ22cm	
定格	(ACアダプター)入力: AC100V・50/60Hz 出力: DC12V	
消費電力	約5W	
脱臭方法	吸着脱臭方式	
吸着材寿命	約7年（1日1時間使用した場合）	
動作	人体を感じ自動的に起動 最終感知から5分後に停止	
コード長	約1.9m	

※その他の項目は、「暖房便座タイプ」および「快適脱臭タイプ」をご参照ください。

廃棄上のご注意

おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

# ！安全上のご注意

確認しましょう

！安全上のご注意

×ご使用の前に

○使いましょう

○お手入れしましょう

○各種機能

？困ったときには

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。




誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

## ！必ず行うこと

ご使用の前に右図の部品がゆるんだり、外れたりしていないか  
各部にガタつきなど、異常がないか  
点検すること

本体が不安定になり、転倒  
やけが、故障、破損の原因  
になります。



ひじ掛けの高さを調整した後、  
しっかりと固定されているか  
確認すること

ひじ掛けが固定されていないと、転倒やけが、故障、  
破損の原因になります。



本体に体を十分に近づけて  
から座ること


本体が離れていると浅座りになり、  
転倒やけがの原因になります。



### 暖房便座／快適脱臭の場合


電源プラグ、コンセントは  
きれいにすること

電源プラグの周辺やコンセント差し込み部にほこり  
がついている場合はよく拭いてください。火災の原  
因になります。



電源プラグはコンセントの奥まで  
しっかり差し込むこと

感電、ショート、発煙、発火の原因になります。



雷が発生しているときは電源プラグを  
抜くこと

故障の原因になります。



電源プラグ  
を抜く



便座の暖房機能による低温やけどに  
注意すること

比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所に触れて  
いると低温やけどのおそれがあります。

詳しくは…P.28へ

次のときは電源プラグを抜くこと



電源プラグ  
を抜く

- ・長期間使用しないとき
- ・お手入れするとき
- ・各部の調節をするとき

感電、事故の原因になります。



## アイコンの説明



電気使用注意



暖房便座注意



快適脱臭注意



誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

## 🚫 絶対にしないこと

### 絶対に分解、修理、改造をしないこと



本体機能が正常にはたらかず、けがの原因になります。

分解禁止

### 故障したまま使いづけないこと

故障とは…

- ・異音、異臭がしている
- ・製品が異常に熱い
- ・製品にひびや割れが入っている
- ・製品から煙がでている
- ・…など

故障したまま使いづけると、けがや火災・感電の原因になります。

すぐに使用を中止し、販売店に連絡してください。

### 商品梱包用のポリ袋は幼児の手が届くところに置かないこと

幼児がかぶると窒息するおそれがあります。

### 介助者がいない場合、自分自身の身体を十分に安定させられないときは使用しないこと

転倒やけがの原因になります。

ふらつきがある方など



### 脚部固定ナットがゆるんだ状態で使用しないこと

本体から脚が外れ、転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 正常でない状態(本書の指定以外の状態)では使用しないこと

- ・ひじ掛け、背もたれ、脚、側方ガードなど部品を外している状態
- ・ひじ掛けを左右差し替えた状態
- ・脚の向きを変えた状態
- ・脚の高さが左右で異なる状態
- ・前脚が後脚よりも高い状態(後傾状態)
- ・後脚が前脚よりも3cm以上高い状態(前傾3°を超える前傾状態)
- ・ひじ掛け、前脚・後脚が目盛りの位置以外の高さの状態など、正常でない状態で使用すると、転倒やけが、故障、破損の原因になります。




### 体重が100kgを超える方は使用しないこと

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 不安定な場所や、近くに火気や水気がある場所には設置しないこと

- ・浴室など湿気の多い場所
- ・ストーブなど火気が近くにある場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・床が平坦ではなく不安定な場所
- 火災・変形・変色などが起こり、場合によっては転倒やけがの原因になります。



### 物をのせたまま移動させないこと

- ・人や物をのせたまま移動させない
- ・バケツ内に水や汚物を入れたまま移動させない


けが、故障、破損、服や床を汚す原因になります。



### 製品に過度な力や強い衝撃を加えないこと

- ・ひじ掛けや背もたれ、側方ガードを移動時の手すりがわりにする
- ・立ち座り時にひじ掛けに全体重がかかるような過度な横方向の力を加える
- ・便座・上蓋の上に立つ
- ・製品を落とす
- ・上蓋やひじ掛けの上に腰かける …など

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 立ち座り時にペーパーホルダー や側方ガードを手すりがわりにしないこと

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 側方ガードをつかんで移乗動作 や体の向きを変える動作をしないこと

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 子どもを遊ばせるなど、他の用途では使用しないこと



確認しましょう

! 安全上のご注意

\*ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

# ！安全上のご注意



## 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

### （）絶対にしないこと（）



#### 暖房便座／快適脱臭の場合


電源プラグ、電源コードを破損するようなことをしないこと

また、電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるんだ状態で使用しないこと

下記のことを行うと、電源プラグや電源コードが傷つきます。

- ・重い物をのせる
- ・ドアのすき間などにはさむ
- ・加工する
- ・折り曲げる
- ・無理に束ねる
- ・熱器具に近づける
- ・電源コードを引っ張ってポータブルトイレを移動させる
- ・電源プラグを差したまま移動させる

電源プラグや電源コードが傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと


感電やけがの原因になります。



電源プラグ


配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使用しないこと

他の器具と併用し、定格を超えると、分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因になります。



以下の場所に尿や水をかけないこと

感電、ショート、火災の原因になります。



## 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

### （）必ず行うこと（）



#### 暖房便座／快適脱臭の場合

長期間使用していない場合は、使用前に必ず作動確認を行うこと

暖房便座は…P.28へ

快適脱臭は…P.30へ

接続ダクトはポケット・脱臭器としっかり接続してあることを確認すること  
吸引口に異物などを挿入したり、はさみ込まないこと

吸引力を低下させたり、故障の原因になります。



## アイコンの説明



電気使用注意



暖房便座注意



快適脱臭注意



# 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

## 絶対にしないこと

**バケツに水や汚物が入っている状態で、本体を移動させたり、便座の高さを調節しないこと**

バケツの水や汚物がこぼれ、床などを汚す原因になります。



**無理な段差や凹凸面では、キャスター移動をおこなわないこと**

製品が破損する原因になります。



**バケツ蓋をバケツや便座に取り付けた状態で座らないこと**

お尻に接触し、けがの原因になります。



**ペーパーカッターのブレードに強く触れないこと**

ブレードに強く触れるのが原因になります。



**側方ガードやペーパーホルダーをつかんでトイレを移動させたり、傾けないこと**

が、故障、破損の原因になります。



**暖房便座／快適脱臭の場合**




**便座カバー・シートは取り付けないこと**

暖房便座は便座カバー・シートが取り付けられる構造となっておりません。



**センサーヤやセンサーワードを引っ張ったり折り曲げたりしないこと**

断線して故障の原因になります。脱臭器を持ち運ぶときは、必ずセンサーに手をそえて脱臭器の本体を持ってください。



**センサー面を傷つけないこと**

誤作動の原因になります。



**脱臭器の排気口に物や手を入れないこと**

回転するファンにまき込まれ、けがの原因になります。またファンの故障の原因になります。



**専用のACアダプター以外は使用しないこと**

感電、ショート、火災の原因になります。



**金属板・鏡面のもの・インバーター照明の近くや、太陽光や照明灯がセンサーに直接当たる場所には設置しないこと**

誤作動の原因になります。

## ●お手入れ・保管時の注意

以下の行為を行うと、製品の変色や劣化がすすむ原因になります。

**次にあげるものではお手入れしないこと**

- ・シンナー
- ・クレゾール
- ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤(洗剤)や熱湯(煮沸消毒など)による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、その他製品を傷つけるもの


※ひじ掛け、脚は上記のほかに、住宅用洗剤・アルコールも使用しないでください。

製品が劣化し、けがの原因になります。



**屋外に放置したり、直射日光に当たらないこと**

劣化および変色の原因になります。



**製品の上に重量物をのせた状態で保管しないこと**

製品が変形し、けがの原因になります。



確認しましょう

! 安全上のご注意

\*ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには



# ご使用の前に

確認しましょう

安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

## 組み立てましょう


### 組み立てかた

#### 1. 背もたれを本体に固定します


①背もたれクッションのある方を前面にして本体の取付穴にはめ込みます。

②背もたれの両支柱の後側から背もたれ固定ピンで、左右2ヶ所しっかりと固定します。

※背もたれを取り外す場合は、逆の手順で行ってください。




背もたれ固定ピン





**背もたれ固定ピンで背もたれを必ず固定すること**

背もたれが外れ、不安定になり、けがの原因になります。



#### 2. 上蓋を本体に固定します

上蓋を二つ折りにして軸部を背もたれの溝へ差し込みます。



暖房便座の場合



確認しましょう

！安全上のご注意

＊ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○各種機能

？困ったときには

## 各部の調節をしましょう



### 設定の目安

- ご使用される方の体格や症状に合わせて、便座の高さやひじ掛けの高さを調節してください。便座、ひじ掛けは工具を使わずに高さ調節できます。
- 排泄や移乗をおこないやすいよう、利用する方の体格に合った設定をしてください。また、調節はお買い上げの販売店、ケアマネジャーなど専門家に相談することをおすすめします。




#### ①ひじ掛けをつかんでゆっくり座りたい場合の設定目安

身長	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm
A便座の高さ	35cm	38cm	40cm	43cm	46cm
Bひじ掛けの高さ	15cm	18cm	21cm	24cm	27cm
C床からひじ掛け先端までの高さ	50cm	56cm	61cm	67cm	73cm



#### ②肩に負担をかけずに座位保持やひじ掛けをピッシュアップしたい場合の設定目安

身長	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm
A便座の高さ	35cm	37cm	40cm	43cm	46cm
Bひじ掛けの高さ	12cm	15cm	18cm	24cm	27cm



※上図の体格の数値はあくまで平均値であり個人差があります。  
最終的には本人の身体寸法を基準にしてください。



# ご使用の前に

確認しましょう

安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

## ひじ掛け高さ調節のしかた

### 設定したいひじ掛けの高さを決めます

ひじ掛け高さは、ノーマル / ハイポジション設定ができます。

※出荷時はノーマルポジション設定になっています。ハイポジション設定にしたい場合はひじ掛けアジャスターの高さ調節を行ってください。

ノーマルポジション設定：便座から 0、6～24cm [3cm ピッチ] (8段階)

座位移乗によるひじ掛け昇降を行う場合におすすめ

肩に負担をかけずに座位保持やひじ掛けをプッシュアップしたい場合におすすめ

ハイポジション設定：便座から 6、12～30cm [3cm ピッチ] (8段階)

ひじ掛けをつかんでゆっくり座りたい



場合におすすめ

詳しくは…P.12「設定の目安」へ



### 1. ひじ掛けのノーマル / ハイポジション設定を変更する場合 ひじ掛けアジャスターの高さ調節を行います

①本体から、上蓋、受け板を外してください。

②ひじ掛け固定ピンを180°回して引き抜きます。ひじ掛けカバーをつかみながら、本体からひじ掛けを引き抜くと、ひじ掛けアジャスターとひじ掛けカバー（内）（外）が一緒に抜けます。



③ご希望のノーマル / ハイポジション設定にするため、抜いたひじ掛けアジャスターにひじ掛けカバーの取付位置を変えて取り付け、本体に差し込んでください。



④ひじ掛け固定ピンを差して、180°回し固定します。  
最後に本体へ受け板、上蓋を取り付けてください。



確認しましょう

! 安全上のご注意

\* ご使用の前に

○ お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

## 2. ひじ掛けの高さを調節します


ひじ掛けロック解除ボタンを押さないと、ひじ掛け高さ調節ボタンが押せない安全構造です。

①ひじ掛けロック解除ボタンを押し、そのままひじ掛け高さ調節ボタンを押し、ご希望の高さにスライドさせ、両方のボタンを離します。

②ひじ掛け本体を少し上下に動かすと、カチッという音がしてひじ掛けが固定されます。


高さ設定位置（図は21cm設定）

目盛り




ハイポジション設定の場合は  
目盛りに+6cmした値

ひじ掛け高さ調節ボタン



ひじ掛けロック解除ボタン



カチッ

## 3. 固定状況を確認します(完了)

最後にひじ掛けを軽くゆすり、ひじ掛けが本体にしっかりと固定されていることを確認して完了です。



ひじ掛けが  
上下に動か  
ないこと

警告



ひじ掛けは目盛りの位置以外の高さで使用しないこと

目盛りの位置以外で使用するとひじ掛けが外れたり、不意にスライドしたりして、けがの原因になります。

ひじ掛けの高さを調節した後、しっかりと固定されているか確認すること



ひじ掛けが固定されていないと、転倒やけが、故障、破損の原因になります。

注意



ひじ掛けの高さ調節時に、ひじ掛けアジャスターの穴部やひじ掛け本体とひじ掛けアジャスターの接触部に触れないこと

手指がはさみ込まれ、けがの原因になります。




## 便座高さ・便座角度調節のしかた

●便座の高さは、35～49cmの間で調節することができます。調節の方法は以下の手順に従って行ってください。脚部固定ナットをゆるめないと、脚高さ調節ボタンが押せない安全構造です。

## 1. 脚部固定ナットをゆるめます

脚部固定ナットは前後ともゆるめてください。





# ご使用の前に

確認しましょう

! 安全上のご注意

\* ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○+ 各種機能

? 困ったときには

## 2. 脚の高さを合わせます

- ①脚高さ調節ボタンを押し、ご希望の高さにスライドさせ、ボタンを離します。


●便座角度

便座角度を2段階調節できます。

0°設定：脚4本とも同じ高さに設定

前傾3°設定：後脚2本を前脚2本よりも2cm高く設定

脚高さ調節ボタン



目盛り

高さ設定位置  
(図は43cm設定)

便座を前傾3°に設定すると排泄しやすい前傾姿勢がとりやすくなります。また、尿が下方向へ出しやすくなり、トイレ前方への尿こぼれを減らすことができます。



- ②前脚・後脚を少し上下に動かすと、カチッという音がして脚が固定されます。

警告



脚の向きを変えた状態で使用しないこと

前脚・後脚は目盛りの位置以外の高さで使用しないこと

脚の高さが左右で異なる状態で使用しないこと

前脚が後脚よりも高い状態（後傾状態）で使用しないこと

後脚が前脚よりも3cm以上高い状態（前傾3°を超える前傾状態）で使用しないこと

## 3. 脚部固定ナットをしめて、固定します

しっかり固定されていることを確認してください。

脚部固定ナット



警告




脚部固定ナットがゆるんだ状態で使用しないこと

本体から脚が外れ、転倒やけが、故障、破損の原因になります。

## 4. 床面によるガタつきを抑えます

床に設置したときにトイレ自体がガタつく場合は、前脚アジャスターでガタつきを抑えることができます。

左右の前脚アジャスターを回転させ、ガタつきが収まるように調整してください。



確認しましょう

! 安全上のご注意

\* ご使用の前に


使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

## ペーパーホルダーの使いかた



推奨ペーパー  
フレッシュパルプの  
シングルタイプまたは、ダブルタイプを  
推奨します。

※ペーパーの種類や切り方によって切りにくい場合があります。  
※トイレットペーパーは下記のサイズをご使用ください。



芯の内径：39mm以下  
巻き取り径：120mm以下




幅：116mm以下


### ペーパーホルダーを取り付ける

※ペーパーホルダーはひじ掛けの左右どちら側にも取り付けできます。


- ①ひじ掛け本体を取り外しホルダー受けを下側から差し込んでください。  
※ひじ掛け支柱の前側、後側に  
取り付け可能です。



- ②凸部と凹部の合う位置  
までスライドして固定  
します。固定できる位  
置が2ヶ所ありますの  
で、好みの高さに合  
わせてください。




- ③ホルダー受けにホル  
ダー軸を取り付けて  
ください。



### トイレットペーパーをセットする


- ①ペーパーカッター  
を引き抜きます。



- ②トイレットペーパーを  
ホルダー軸の端から  
差し込みます。




- ③ペーパーカッターの  
ブレードとトイレット  
ペーパーの引き出  
す向きを揃えてペー  
パーカッターを差し  
込みます。



注意



ペーパーカッターのブレードに強く触れないこと  
ブレードに強く触るとけがの原因になります。



### ベッド柵に取り付ける


吊り下げ用穴を使ってベッド柵などに取り付けできます。

※長さ 10cm 以上の S 字フックを 2 個と、A4 サイズの下敷きを 1 つご用意ください。

- ①ホルダー軸の内側から S 字フックを  
「吊り下げ用穴」に通します。



- ②下敷きをベッド柵にテープで貼り付けてから横  
フレームに S 字フックをかけて、縦フレームにホル  
ダー軸の取り付け部を引っ掛けてセットします。





# ご使用の前に

確認しましょう

安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう


お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

## トイレットペーパーの切りかた

- ①トイレットペーパーをまっすぐ引き出します。



- ②斜め上方向に引き上げて切ります。



## 便座シートを取り付けましょう

※標準便座タイプのみ取り付けられます。

### 1. 便座のホコリなどを拭きとります

便座のホコリや水気、汚れなどをよく拭きとります。

※便座に除菌クリーナーを使用された場合は、一旦水拭きし、乾かしてからご使用ください。  
(吸着力が弱くなります)

### 2. 保護フィルムをはがします


吸着便座シート裏面の保護フィルムをはがします。



保護フィルムが残る場合があります。  
完全にはがしてください。


### 3. 便座に吸着便座シートを合わせます

便座後側の角部に吸着便座シートの角部を図のように合わせます。




### 4. 吸着便座シートを便座に貼りつけます

便座上面に沿わせるようにして吸着便座シートを便座に貼りつけます。



### 5. 吸着便座シートを便座の裏面に巻き込み、貼りつけます

- ①便座を上げます。
- ②吸着便座シートの突起を図のように便座の裏側に巻き込み、突起を便座の裏側に貼りつけます。



便座を本体から外して、吸着便座シートを取り付けることもできます。便座の取り外し方は…P.25へ



# 使いましょう

## ご使用になる前に

ご使用の前にひじ掛けや背もたれを軽くゆすり、各部にガタつきなどの異常がないか点検すること

ガタつきを感じたときは 詳しくは…P.26「点検のしかた」へ を参照し 対処してください。



### 警告



子どもを遊ばせるなど、他の用途では使用しないこと



### ペーパーホルダーを手すりがわりにしないこと

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 介助者がいない場合、自分自身の身体を十分に安定させられないときは使用しないこと

転倒やけがの原因になります。



### 注意





ペーパーホルダーにはトイレットペーパー以外のものを掛けないこと

ペーパーホルダーが外れる原因になります。

### 製品に過度な力や強い衝撃を加えないこと

- ・ひじ掛けや背もたれ、側方ガードを移動時の手すりがわりにする
  - ・立ち座り時にひじ掛けに全体重がかかるような過度な横方向の力を加える
  - ・便座・上蓋の上に立つ
  - ・製品を落とす
  - ・上蓋やひじ掛けの上に腰かける …など
- 転倒やけが、故障、破損の原因になります。



### 体重が100kgを超える方は使用しないこと

転倒やけが、故障、破損の原因になります。



確認しましょう

! 安全上のご注意

× ご使用の前に

○ 使いましょう

△ お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには




# 使いましょう

## 使いかた

### 使用前の準備のしかた

#### 1. バケツに水を入れます

バケツの内側の線（1ℓ）まで水を入れてください。  
 ※バケツに水が入っていない場合は、防臭効果が減少します。  
 ※バケツの水が1ℓより少ない場合、バケツを持ち運ぶ際に  
 バケツが不安定になることがあります。



#### 2. バケツを設置します

バケツを本体にセットし、バケツの蓋を外してご使用ください。  
 ※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレットペーパー以外のものは入れないこと。  
 トイレで処理する際、詰まる原因になります。



- ・本製品には防臭消耗品が入っております。ご活用いただき、快適にお使いください。詳しくは [安寿 防臭消耗品](#) 検索 クリック
- ・便の量が多いときは、便が水に隠れる程度に水量を増やしてください。
- ・弊社の防臭消耗品は便の量に対して使用量を決めています。  
十分に防臭効果を得るために水の量に関わらず一回のご使用で、各防臭消耗品の指定する分量を入れてください。

#### 快適脱臭タイプの場合

快適脱臭の場合は、付属の消臭剤フォームタイプを併用することにより、自動停止後も長時間防臭効果が持続します。  
 必ず無香料の防臭消耗品をご使用ください。



#### 快適脱臭をご使用の場合、無香料の防臭消耗品を使用すること

脱臭器の吸着材は、臭いの成分を吸着するため、香料を含む薬剤を使用すると、吸着材の寿命が短くなるおそれがあります。

#### 3. 各タイプごとのページにお進みください

●標準便座タイプ、ソフト便座タイプは、準備完了です。そのままお使いいただけます。

●暖房便座タイプ………… 詳しくは…P.28「暖房便座」へ

快適脱臭タイプ………… 詳しくは…P.30「快適脱臭」へ

暖房・脱臭タイプ………… 詳しくは…P.34「暖房・脱臭」へ

それぞれご確認の上、ご使用ください。

確認しましょう

安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

確認しましょう

! 安全上のご注意

× ご使用の前に

○ 使いましょう

○ お手入れしましょう

○ 各種機能

○ 困ったときには

## 汚物処理のしかた

バケツ柄を真上に持ち上げたときに、バケツ柄が動かないようロック状態となり、安心して持ち運べます。




ロック状態になると  
安定感が増し、安心  
して持ち運びができます。


### ロック解除状態

バケツ柄のロックを解除した状態でポータブルトイレに収納してください。

バケツ柄を下に押して  
ロックを解除してください  
そのままバケツ柄を  
後ろに倒してください。



①便座を上げ、バケツ  
蓋をして、バケツ柄  
をしっかりと持つて  
ゆっくりとバケツを  
取り出します。




処理後は、逆の手順でバケツを設置し「使用前の準備のしかた」に戻り、使用前の準備をしてください。

詳しくは…P.19へ

### ロック状態

バケツ柄をロックした状態で、持ち運びや汚物処理をしてください。

バケツ柄を真上に持ち上げるとロック状態になります。



②汚物をトイレに流し、バケツを洗浄します。

※右図のように、バケツ柄を持ち、もう片方の手でバケツ後方を支えると安定してトイレに流せます。



※弊社防臭消耗品は、汚物と一緒にトイレへ流すことができます。

浄化槽に流しても問題ありません。

※受け板に尿がこぼれた場合は…

詳しくは…P. 24「お手入れしましょう」へ

注意



バケツに水、汚物、汚物処理袋、トイレットペーパー、  
紙以外の物を入れて持ち運ばないこと

バケツ柄に負荷がかかり、変形・破損するおそれがあります。




注意



ロック状態のバケツ柄に必要以上に力を加えないこと

バケツ本体とバケツ柄の回動部に必要以上の力を加えると  
変形・破損するおそれがあります。





# 使いましょう

確認しましょう

安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

## 座りかた

### ●理想的な排泄姿勢

便座へ十分に近づき、ゆっくり座ってください。



まっすぐ  
前を向く



軽く股を開く




前傾姿勢をとり、  
骨盤を立てる



便座の適切な  
位置まで、深く  
座る

## 移動のしかた

背もたれを持ち、本体を斜めに傾け、キャスターを床につけて、ゆっくり移動させてください。



警告



### 物をのせたまま移動させないこと

- ・人や物をのせたまま移動させない
  - ・バケツに水や汚物を入れたまま移動させない
- けが、故障、破損、服や床を汚す原因になります。




注意



### 側方ガードやペーパーホルダーをつかんでトイレを移動させたり、傾けないこと

けが、故障、破損の原因になります。



## こんな使いかたができます

### 立ち上がりやお尻拭きが楽にできます

#### ●姿勢保持グリップに手をつくと前傾姿勢が取りやすくなり、立ち上がりやお尻拭きが楽にできます。

もし姿勢保持グリップの位置が低いと感じる場合は、ひじ掛け高さを低く（高さ6cm～）してご使用いただくこともできます。

※姿勢保持グリップは本体から取り外して、住宅用洗剤（弱アルカリ性・中性）で洗える構造です。



### 楽に座位移乗できます


#### ●立ち上がれないが座位移乗ができる場合

ひじ掛けを便座面まで下げ、身体を引き寄せながらトイレに移乗し、奥のひじ掛けをつかんで身体を便座の中央まで引き寄せ、便座に座った後、ひじ掛けを上げて使用できます。



#### ●介助される方が補助して移乗させる場合

ひじ掛けを便座面まで下げた状態で身体を支えてトイレに移乗させ、ひじ掛けを上げて使用できます。



## 座った状態での横倒れを防げます (FX-30S除く)


●ひじ掛けの昇降操作やお尻拭き動作など、上体が不安定な時に側方ガードで上体を支えることができます。

- ・側方ガードを使用する時は、側方ガードを前方へ倒してください。



- ・座位移乗など側方ガードのある位置のスペースが必要な場合は、側方ガードを上へ向けてください。

- ・側方ガードを使用しない場合は、側方ガード固定ピンを取り外し側方ガードを後方へ向け、側方ガード固定ピンで固定してください。




### 注意




#### 側方ガード固定ピンに触れた状態で、側方ガードを動かさないこと

手指がはさみ込まれ、けがの原因になります。



#### 側方ガードを外した状態で使用しないこと

側方ガードを外した背もたれの穴部に触れた際に手指がはさみ込まれ、けがの原因になります。



## 上蓋を外して使用できます

●着座時に上蓋が背中に当たったり、後方からお尻をケアする場合など、上蓋が不要なときは、取り外すことができます。

外しかたは…P.24「1. 上蓋を取り外しましょう」へ



円背の方や後方からケアしたい場合におすすめです



## バケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます

●上蓋を外した場合や、上蓋の開閉動作が難しい場合は、バケツ蓋を便座の上にのせてフタをすることができます。

※バケツ蓋が汚れている場合は、洗ってからご使用ください。




上蓋の開閉が難しい場合におすすめです


# 使いましょう

## トイレ本体の後側にバケツ蓋・上蓋を保管できます


- トイレ本体（後側）の長穴部にバケツ蓋や上蓋を取り付けて保管できます。



- バケツ蓋（脱臭タイプは除く）  
バケツ蓋の持ち手を本体後方に向け、前縁を差し込みます。



- 上蓋（便座高さ 43cm 以上のみ）  
上蓋の持ち手を差し込みます。




## より快適にご使用いただくために

### ● 別売品のご紹介

便座に座る前に用便されてしまう場合もあります。

ポータブルトイレ専用の消臭・防水マット（別売品）を敷いておくと、より快適にお使いいただけます。





# お手入れしましょう

警告



\*暖房便座・快適脱臭の場合

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと

便座・スイッチボックスには水をかけないこと

感電、ショート、火災の原因になります。

注意



次にあげるものではお手入れしないこと

- ・シンナー ・クレゾール ・酸、アルカリ性洗剤
- ・塩素系薬剤（洗剤）や熱湯（煮沸消毒など）による殺菌、消毒
- ・磨き粉、タワシ、研磨剤入りスポンジ、  
その他製品を傷つけるもの



\*ひじ掛け、脚は上記のほかに、住宅用洗剤・アルコールも使用しないでください。  
製品が劣化し、けがの原因になります。

## お掃除のしかた

### ポータブルトイレ本体のお手入れ方法

- いつまでも気持ちよくお使いいただくために、こまめに汚れを落としてください。
- 汚れはスポンジかやわらかい布に、住宅用洗剤（弱アルカリ性・中性）をふくませて拭きとってください。  
ただし、ひじ掛けと脚は水ぶきのみとしてください。



### 上蓋・便座・受け板・バケツ・バケツ蓋のお手入れ方法


上蓋、便座、受け板、バケツ、バケツ蓋は取り外して水洗いすることができます。

以下の手順で取り外してください。

\*バケツ蓋を便座の上に置くときは、洗ってからご使用いただくことをおすすめします。

#### 1. 上蓋を取り外しましょう

上蓋を二つ折りにして、斜め上へ引き抜いてください。



確認しましょう

! 安全上のご注意

X ご使用の前に

心 使いましょう

お手入れしましょう

O 各種機能

? 困ったときには




# お手入れしましょう

## 2. 便座を取り外しましょう

便座を上げて、受け板を手で押さえながら、図のように便座の右側を上に引き上げ、軸部を外します。




ダンパーが外れた場合は、P.36  
「よくあるご質問」をご参照の  
上、取り付けてください



※ソフト便座の場合

ソフト便座は便座ベース板から取り外すこ  
とができます。裏面の凸部を押して取り外して  
ください。



注意




ソフト便座と便座ベース板を取り外す際、無理に引っぱらないこと  
強く引っぱると、ソフト便座が破損します。

## 3. 受け板、バケツを取り外しましょう

バケツを取り出し、受け板を外します。


バケツの取り外しかたは…P.20へ



お手入れが終わったら、受け板、便座、上蓋、バケツの順に設置します。

### ●便座の取り付けかた

- ①ダンパーを便座の軸部の穴に差し込みます。
- ②便座の軸部を受け板の軸受けに上から押し込みます。



確認しましょう

! 安全上のご注意

× ご使用の前に

○ 使いましょう

○ お手入れしましょう

○ 各種機能

○ 困ったときには

## 点検のしかた

安全に長くお使いいただくために、必ず点検やメンテナンスをおこなってください。



お手入れして取り付けた後や、調節の後、ご使用になる前に、各項目を確認してからご使用ください。

下記の点検をおこなった時に不具合を感じた場合はただちに使用をやめ、お買い上げの販売店や弊社「お客様相談室（フリーダイヤル：0120-86-7735）」までご相談ください。


### 全タイプ共通

ご使用の前に以下の部品がゆるんだり、外れたりしていないか  
各部にガタつきなど、異常がないか点検すること

本体が不安定になり、けがの原因になります。



背もたれ固定ピン



ひじ掛け固定ピン




背もたれ固定ピンが外れている場合は…P.11を  
参照して、固定してください。

脚部固定ナットがゆるんでいる場合は…P.14～15を  
参照して、しめ直してください。



ひじ掛け固定ピンが外れている場合は…P.13～14を  
参照して、固定してください。

### 暖房便座／快適脱臭


こげ臭いにおいがしないこと  
異音・異臭がしないこと



電源コードが熱くなっていないこと  
傷んだり、はさみ込んだりしていないこと



便座が異常に熱くないこと  
温かくなること  
(暖房便座タイプのみ)





# お手入れしましょう

確認しましょう

! 安全上のご注意

\*ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

? 困ったときには

## 交換部品


●製品が劣化・破損した場合は、お買い求めになった販売店へお問い合わせの上、部品を購入し、交換してください。

※ソフト便座タイプのみ


ソフト便座



交換方法は…P.25へ




バケツ一式



※標準便座タイプのみ

吸着便座シート



交換方法は…P.17へ

# ○ 各種機能／暖房便座

暖房便座タイプをお買い上げのお客様はご確認ください

## 暖房便座について

### 便座表面温度

室温5°Cのとき、便座温度調節ランプの左端点灯（最低設定、黄色ランプ点灯）で約30°C、右端点灯（最高設定、赤ランプ点灯）で約40°Cとなります。

警告



#### 便座の暖房機能による低温やけどに注意すること

比較的低い温度でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。

- ・次のような方が使用されるときは、周りの方が便座の設定温度を「切」にしたり体温よりも低い温度へ調節してください。


お子様、お年寄り、ご病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮ふの感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方や深酒、疲労の激しい方。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

## 組み立てかた


### 暖房便座のスイッチボックスを本体に固定する

スイッチボックスは、ポータブルトイレ本体の左右のどちらにでも固定できます。



### 1. ホルダーからスイッチボックスを外します

ホルダーからスイッチボックスをスライドさせて外します。



● 確認しましょう

● 安全上のご注意

● ご使用の前に

● 使いましょう

● お手入れしましょう

○ 各種機能


？ 困ったときには

# ○ 各種機能／暖房便座

暖房便座タイプをお買い上げのお客様はご確認ください

## 2. ホルダーを本体に固定します

ホルダーの離型紙をはがし、本体の側面にしっかりと固定してください。  
この際、本体のポケットなどの邪魔にならないよう注意してください。



## 3. ホルダーにスイッチボックスを差し込みます



## 使いかた



### 温度調節のしかた

①電源プラグをコンセントに差し込むと、スイッチが入り**電源ランプ**と**便座温度調節ランプ**の中央ランプが点灯し、温度が上がり始めます。

②**温度調節ボタン** ボタンを押すとランプ表示が切り換わり、便座表面の温度調節ができます。

③お好みの温度に調節してください。  
※最低約30°C～最高約40°C（室温5°Cのとき）の範囲で5段階に調節できます。

低温やけどを防ぐには、体温よりも低い温度で使用してください。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておくこと

スイッチボックスを必要以上に引っ張らないこと

スイッチボックスをホルダーに固定したまま便座を取り外さないこと  
故障・破損の原因になります。

故障・破損したまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。




# 各種機能／快適脱臭

快適脱臭タイプをお買い上げのお客様はご確認ください

## 組み立てかた

### 脱臭器を取り付ける

脱臭器はポータブルトイレ本体の後方（ポケット）に収納されています。




### 1. センサーが取り付いていることを確認します

センサーが本体上面（受け板の切欠き部）に取り付けられていることを確認してください。

#### 外れている場合

図の向きを参考に、面ファスナーで固定されるように取り付けてください。



注意



センサーやセンサーボードを引っ張ったり折り曲げたりしないこと


断線して故障の原因になります。脱臭器を持ち運ぶときは、センサーやセンサーボード、脱臭器の蓋だけを持たずに、必ず脱臭器の本体を持ち、センサーに手をそえて持ってください。

### 2. 接続ダクトとポケット・脱臭器がしっかり接続されているか確認します

接続ダクトと脱臭器がすき間なく接続されているか確認してください。

#### 外れている場合

脱臭器の吸引口を接続ダクトに合わせて押し込んでください。



注意



接続ダクトはポケット・脱臭器としっかり接続してあることを確認すること  
吸引口に異物などを挿入したり、はさみ込まないこと

吸引力を低下させたり、故障の原因になります。

確認しましょう

！安全上のご注意

×ご使用の前に

○使いましょう


○お手入れしましょう

○各種機能

？困ったときには

### 3. ACアダプターを接続します

ACアダプターの端子を脱臭器の底面にあるジャック穴に差し込み、ACアダプターの電源プラグを、家庭用（交流100V 50/60Hz）コンセントに差し込んでください。脱臭器の試運転が約30秒開始します。（試運転の間に人体を感知すると運転が持続します）



※脱臭器の中には吸着材が入っており、悪臭を吸着して取り除きます。  
吸着材の寿命の目安は、1日1時間の使用で約7年です。



#### 脱臭器の排気口に物や手を入れないこと

回転するファンにまき込まれ、けがの原因になります。  
また、ファンの故障の原因になります。

確認しましょう

！安全上のご注意

ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには

## 使いかた

### センサーの感知

センサーは人の動きを感じ続けると運転を継続しますが、人の動きを感じなくなってから約5分後に運転を停止します。

ご使用中でも長時間一定の姿勢で着座されたときは、センサーが使用者の動きを感じないため停止することがあります。故障ではありません。

このようなときは、お体を前後に軽く動かすかセンサーの前に手をかざして、センサーが人体の動きを感じるようにしてください。

※浅く座ると感知しません。正しい座りかたは… P.21「座りかた」へ



センサーの位置

## お掃除のしかた

警告



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜くこと  
脱臭器は水をかけないこと

感電、ショート、火災の原因になります。

注意



センサーやセンサーワークコードを  
引っ張ったり折り曲げたりしないこと

センサー、センサー  
コード、脱臭器の蓋  
だけを持たない



断線して故障の原因になります。脱臭器を持ち運ぶときは、  
必ず脱臭器の本体を持ち、センサーに手をそえて持ってください。



# 各種機能／快適脱臭

快適脱臭タイプをお買い上げのお客様はご確認ください

## 脱臭器のお手入れ




### 1. センサーを取り外します

①ACアダプターを外す


②上蓋を外す

③便座ごと受け板を外す

④センサーを外す




### 2. 脱臭器をポケットから取り外します




## 接続ダクトのお手入れ

接続ダクトは汚れやほこりがたまりやすいので時々ブラシなどで、ほこりを取り除いてください。また、落ちにくい汚れは、水で洗い流してください。



## プレフィルターのお手入れ

プレフィルターは、ほこりがたまりやすいので、月に1度は取り外して、やわらかいブラシなどでほこりを取り除いてください。  
水洗いもできますので、その場合はよく乾かしてください。



脱臭器の取り付けは…  
P.30「脱臭器を取り付ける」へ




## 組み立てかた

### 1. 暖房便座を組み立てます



暖房便座の組み立てかたは…P.28へ



暖房・脱臭タイプのスイッチボックスは脱臭機能のON/OFFスイッチ付きです。

### 2. 脱臭器を取り付けます




快適脱臭の取り付けかたは…P.30へ

### 3. 電源を接続します

スイッチボックスからの端子を脱臭器の底にあるジャック穴に差し込み、スイッチボックスからの電源プラグを家庭用（交流 100V 50/60Hz）コンセントに差し込んでください。

脱臭器の試運転が約 30 秒開始します。（試運転の間に人体を感知すると運転が持続します）



※脱臭器の中には、吸着材が入っており、悪臭を吸着して取り除きます。吸着材の寿命の目安は、1日1時間の使用で約7年です。

#### 警告



#### 脱臭器の排気口に物や手を入れないこと

脱臭器内部の回転するファンにまき込まれ、けがの原因になります。  
また、ファンの故障の原因になります。

確認しましょう

！安全上のご注意

＊ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

？ 困ったときには



# 各種機能／暖房・脱臭

暖房・脱臭タイプをお買い上げの  
お客様はご確認ください

## 暖房便座について

詳しくは…P.28へ

## 使いかた

### 暖房便座

#### 1. 暖房便座を使う場合

①電源プラグをコンセントに差し込むと、スイッチが入り  
[暖房便座ランプ] と [便座温度調節ランプ] の中央ランプが  
点灯し、温度が上がり始めます。

②[温度調節ボタン] (低) (高) ボタンを押すとランプ表示が切り  
換わり、便座表面の温度調節ができます。

③お好みの温度に調節してください。  
※最低約 30°C～最高約 40°C (室温 5°C のとき) の範囲で  
5 段階に調節できます。

低温やけどを防ぐには、体温よりも低い温度で使用してください。


#### 2. 暖房便座を使わない場合

[暖房便座スイッチ] を押すと、[暖房便座ランプ] が消灯し、暖  
房便座の運転が停止されます。

## 快適脱臭


#### 1. 快適脱臭を使う場合

電源プラグをコンセントに差し込むと、スイッチが  
入り [自動脱臭ランプ] が点灯し、脱臭器が運転を開始  
します。



#### 2. 快適脱臭を使わない場合

[自動脱臭スイッチ] を押すと、[自動脱臭ランプ]  
が消灯し、脱臭器の運転が停止されます。



### 警告



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておくこと




スイッチボックスを必要以上に引っ張らないこと

スイッチボックスをホルダーに固定したまま便座・受け板を取り外さないこと

故障・破損の原因になります。

故障・破損したまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。

〈スイッチボックス〉



# ？ 困ったときには

## よくあるご質問

Q


便座のダンパーが外れてしまい、戻しかたがわかりません。




A. 以下の手順で取り付けてください。

①受け板の穴に、まっすぐ差し込みます。


受け板の穴



②穴の窓から、ダンパーの白い部分が見えるまで、しっかりと差し込みます。



③ダンパーに便座の穴を合わせて差し込みます。




## 故障かな?と思ったら

本書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

暖房便座

暖房タイプ

暖房・脱臭タイプ



こんなとき	調べるところ・原因	処置	参考ページ
電源スイッチ・暖房便座スイッチを押してもランプが点灯しない	・電源プラグが確実に差し込まれていますか	・電源プラグを差し込みなおす	
便座があたたかくない	・電源が「切」になっていませんか ・設定温度が低くなっていますか	・電源を「入」にする ・設定温度を高くする	P.29 / P.35
便座が熱い	・設定温度が高くなっていますか	・設定温度を低くする	P.29 / P.35
電源ランプ・暖房便座ランプが点滅し、便座があたたかくない	・異常を感知し、ヒーター通電が遮断されました	・電源プラグを抜いていただき、10秒以上放置後に改めてコンセントに差して使用してください。再び同じ現象が発生する場合はヒーターが故障した可能性があるため、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	

\*上記の問題が直らなかった場合は、ただちに電源プラグを抜いて、まずお買い上げの販売店にご相談ください。

確認しましょう

！ 安全上のご注意

＊ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

○ 各種機能

？ 困ったときには

# 困ったときには

快適脱臭

確認しましょう

安全上のご注意


ご使用の前に

使いましょう

お手入れしましょう

各種機能

困ったときには



こんなとき	調べるところ・原因	処置	参照ページ
臭いがとれない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレフィルターにはほこりがつまっていますか</li> <li>・接続ダクトの吸引口、脱臭器排気口をふさいでいる物はありませんか</li> <li>・接続ダクト・脱臭器がしっかりと接続されていますか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレフィルターを掃除する</li> <li>・ふさいでいるものを取り除く</li> <li>・正しく接続する</li> </ul>	P.33 P.30
センサーに手をかざしても作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センサーが汚れていませんか</li> <li>・ACアダプター・電源プラグおよび端子は確実に差し込まれていますか</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・センサーを掃除する</li> <li>・ACアダプターおよび端子を差し込みなおす</li> <li>・電源プラグおよび端子を差し込みなおす</li> </ul>	P.31 P.31
座ってもセンサーが作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・座る位置が浅くないですか</li> <li>・服の色や布地によって、センサーが感知しないことがあります</li> <li>・自動脱臭ランプが消灯していませんか(暖房・脱臭タイプのみ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・便座中央に深く座る</li> <li>・衣服を少し持ち上げ肌を感じさせる</li> <li>・自動脱臭スイッチを押して、ランプを点灯させる</li> </ul>	P.35
自動脱臭スイッチを押してもランプが点灯しない(動かない)	・電源プラグおよび脱臭器本体から端子がぬけていませんか(暖房・脱臭タイプのみ)	・電源プラグおよび端子を差し込む	P.34
自動脱臭スイッチランプが点滅し、動かない	・端子が脱臭器本体のジャックに差し込まれていますか(暖房・脱臭タイプのみ)	・端子を差し込みなおす	P.34

※上記の問題が直らなかった場合は、ただちに電源プラグを抜いて、まずお買い上げの販売店にご相談ください。

確認しましょう

！安全上のご注意

×ご使用の前に

○使いましょう

△お手入れしましょう

○各種機能

？困ったときには

## 保証とアフターサービス

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ  
商品の仕様等に関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

### 不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書（取扱説明書）を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

部品供給、また修理対応期間はメーカー製品廃番後3年となります。

ただし、期間内でも破損箇所によっては、部品供給、または修理できないケースがございますのでご了承ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

【技術料】は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業、作業員の出張にかかる費用です。

【部品代】は、修理に使用した部品および補助材料代です。

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の  
月～金 10:00～16:00  
(12:00～13:00 はのぞく)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

## 保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

1. 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
  2. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
  3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
  4. 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。
    - 1) 保証書のご提示がない場合。
    - 2) 本保証書のお買い上げ日・販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
    - 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
    - 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
    - 6) 消耗品の損傷及び汚れ。
    - 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
  5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  6. 電気部品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
  7. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 〈個人情報の取扱いについて〉
- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
  - なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
  - 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年　月　日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所　〒  この保証書はご使用できません
★販売店	住所　〒 店名　　TEL

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。  
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見  
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元



**Aron** アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階  
URL <https://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索