

※利用者様は部品の交換は行わず、部品の購入・交換については製品をお求めになった販売店にご相談ください。

歩行車 リトルターン Z / ZT / Z 抑速付 / ZT 抑速付 部品交換マニュアル



この部品交換マニュアルは必ずお読みいただき、大切に保管してください

この部品交換マニュアルを必ずよくお読みいただき、十分ご理解の上、マニュアルに沿って作業を進めてください。

なお、誤った交換などによるトラブルなどについては弊社は一切保証いたしかねます。


※部品交換後は該当部の確認をメンテナンスガイドに従って必ず行ってください。

必要工具


- 六角レンチ
2mm / 2.5mm / 3mm / 4mm / 5mm
- ソケットレンチ
13mm
- レンチ
7mm / 10mm / 13mm / 16mm
- プラスドライバー
2番 / 3番
- マイナスドライバー
- カッターナイフ ●ラジオペンチ
- プラスチックハンマー

もくじ

部品リスト	1~3
1. 各部の交換方法	4~41
1) アームレスト部の交換方法	4~6
2) ハンドル部の交換方法	7
3) 高さ調節部の交換方法	8~11
4) トレーの交換方法	12
5) 回転補助ローラーの交換方法	12
6) 折りたたみ部・座面の交換方法	13~16
7) バッグの交換方法	17~18
8) ブレーキ部の交換方法	19~29
9) 後輪部の交換方法	30~37
10) 前輪部の交換方法	38~41
2. フレームの補修方法	41
3. 交換後の点検	42
4. ブレーキの調整方法	42
5. シールの貼付位置	43
注意事項	



部品リスト



部品リスト

部品リスト (全74点)

No.	部品名	掲載ページ	製品コード	価格	備考
1	アームレストクッション左右セット	P.4	592600	¥6,000	
2	アームレストベース左右セット	P.4	592601	¥4,500	
3	クッションサポート左右セット	P.4	592602	¥2,500	
4	アームレスト指はさみ防止ベルトセット	P.4	592643	¥2,400	
5	アームレスト衝撃吸収パッド (2個入り)	P.6	592642	¥2,000	
6	ハンドルクッション (2個入り)	P.7	592603	¥2,300	
7	ハンドルエンドキャップ (2個入り)	P.7	592604	¥1,600	
8	高さ調節ノブボルト	P.8	592459	¥2,000	イコットエアと共通
9	高さ調節ノブボルトカバー	P.8	592460	¥1,200	イコットエアと共通
10	立ち上がり補助グリップベース左右セット	P.8	592605	¥3,000	
11	立ち上がり補助グリップカバー左右セット	P.8	592606	¥3,000	
12	立ち上がり補助グリップカバー固定ボルト (4個入り)	P.8	592607	¥1,500	
13	高さ調節部内カバー (2個入り) (Z用)	P.8	592608	¥2,000	
14	トレセット	P.1 2	592609	¥5,000	
15	回転補助ローラーセット (2セット入り)	P.1 2	592610	¥2,500	
16	折りたたみベルト (Z用)	P.1 3	592611	¥2,100	
17	折りたたみベルト固定セット	P.1 3	592612	¥2,800	
18	座面 (Z用)	P.1 3	592613	¥4,500	
19	座面固定ボルトセット (Z用)	P.1 3	592614	¥1,500	
20	座面ベルト	P.1 5	592615	¥3,500	
21	座面ベルト固定ボルトセット	P.1 5	592616	¥3,000	
22	シートパイプエンドキャップ (4個入り) (Z用)	P.1 7	592617	¥1,500	
23	折りたたみ防止フックツメ	P.1 6	592618	¥1,600	
24	折りたたみ防止フックツメ固定ボルト	P.1 6	592619	¥1,400	
25	前ブレーキレバー端部カバー左右セット	P.2 3	592620	¥1,600	
26	前ブレーキレバー端部カバー固定ボルト (4個入り)	P.2 3	592621	¥1,500	
27	前ブレーキレバー左セット	P.1 9	592622	¥4,500	
28	前ブレーキレバー右セット	P.1 9	592623	¥4,500	
29	後駐車レバー左右セット	P.1 9	592624	¥2,500	
30	ブレーキ基部左右セット	P.1 9	592625	¥3,500	
31	ブレーキ基部カバー左右セット	P.1 9	592626	¥3,500	
32	ブレーキ基部カバー固定ボルト (10個入り)	P.1 9	592627	¥2,100	
33	駐車ロックピンセット	P.1 9	592628	¥3,500	
34	ブレーキプレート左右セット	P.2 4	592631	¥3,000	
35	ブレーキバネ (4個入り)	P.2 4	592632	¥1,900	
36	ブレーキブラケット (2個入り)	P.2 4	592633	¥1,700	
37	ブレーキブラケット固定ボルトセット	P.2 4	592634	¥1,800	
38	ブレーキパッド (2個入り) (Z用)	P.2 4	592635	¥2,800	
39	ブレーキパッド固定ボルト (4個入り)	P.2 4	592636	¥1,500	

次ページに続く

部品リスト

部品リスト (つづき)

No.	部品名	掲載ページ	製品コード	価格	備考
40	フレーム端部カバー左セット	P.2 4	592637	¥3,000	
41	フレーム端部カバー右セット	P.2 4	592638	¥3,000	
42	フレーム端部カバー固定ボルト (4個入り)	P.2 4	592639	¥1,500	
43	後輪セット (Z用)	P.3 0	592640	¥4,300	
44	バッグ (Z用)	P.1 7	592641	¥5,700	
45	前輪アーム (Z用)	P.3 8	592630	¥4,000	
46	前輪アーム用ナットセット (2セット入り)	P.3 8	592476	¥1,500	イコットエアと共通
47	前輪アーム用スナップピン (2個入り)	P.3 8	592477	¥1,200	イコットエアと共通
48	前輪セット (2個入り)	P.3 8	592478	¥4,000	イコットエアと共通
49	前輪シャフトセット (2セット入り)	P.3 8	592479	¥3,000	イコットエアと共通
50	前輪フォークキャップ	P.4 1	591983	¥1,200	リトルターンと共通
51	ブレーキ調節ネジ	P.2 4	592488	¥1,200	イコットエアと共通
52	ブレーキ固定ソケットセット (ソケット、ソケットネジ)	P.1 9, 2 4	591977	¥1,600	リトルターンと共通
53	後輪キャップ	P.3 0	591979	¥1,200	リトルターンと共通
54	ブレーキワイヤーセット (Z用)	P.1 9	592629	¥2,500	
55	ブレーキワイヤー端部キャップ	P.8, 1 9, 2 4	591971	¥1,600	リトルターンと共通
56	折りたたみ保持ベルト	P.1 7	592206	¥1,600	ショッピングターンと共通
57	ボルトキャップ (10個入り)	P.1 3	592649	¥2,000	
58	アームレストロック解除シール (10枚入り)	P.4 3	592645	¥1,800	※
59	前ブレーキ・駐車ロックシール左右セット (10枚入り)	P.4 3	592646	¥2,000	※
60	後駐車ロックシール左右セット (10枚入り)	P.4 3	592647	¥2,000	※
61	トレーフレーム注意シール (10枚入り)	P.4 3	592648	¥1,800	※
62	指はさみ注意シール (10枚入り)	P.4 3	592002	¥1,400	リトルターンと共通 ※
63	フレーム前方保護シール (10枚入り)	P.4 3	592003	¥1,500	リトルターンと共通 ※
64	フレーム後方保護シール (10枚入り)	P.4 3	592215	¥1,500	ショッピングターンと共通 ※
65	ブレーキ調節表示シール (10枚入り)	P.4 3	592001	¥1,400	リトルターンと共通 ※
66	補修用スプレー	P.4 1	592270	¥10,000	リトルターンと共通 ※
67	補修用ペイント (タッチペン)	P.4 1	592271	¥4,500	リトルターンと共通 ※
68	LT抑速付 (M8) 抑速ユニット左右セット	P.3 1	592335	¥32,000	リトルターン抑速付と共通
69	リトルターンZ抑速付 接続ジョイントセット1台分	P.3 1	592644	¥3,800	
70	LT抑速付交換タイヤキット1台分	P.3 5, 3 6	592331	¥10,000	リトルターン抑速付と共通
71	LT抑速付センターキャップ	P.3 7	592332	¥2,500	リトルターン抑速付と共通
72	LT抑速付M8皿ボルトセット	P.3 5, 3 6	592333	¥2,000	リトルターン抑速付と共通 ※
73	LT抑速付抑速ブレーキ力調整用六角レンチ	P.3 7	592334	¥2,000	リトルターン抑速付と共通 ※
74	LT抑速付抑速ユニットシャフトキー	P.3 1	592337	¥2,400	リトルターン抑速付と共通 ※

上表 備考欄に※印がある部品は図示していません。

1.各部の交換方法

1)アームレスト部の交換方法

■アームレストの交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：1.アームレストクッション
左右セット

アームレストクッション左

アームレストクッション右



3.クッションサポート左右セット

クッションサポート左

クッションサポート右



2.アームレストベース左右セット

アームレストベース右

アームレストベース左



4.アームレスト指はさみ
防止ベルトセット



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

※アームレストクッションを取り付けた後、下記の注意事項を必ず確認してください。

☞ アームレストクッションは左右各3ヶ所のアームレストクッションの固定ホルダーがアームレストブラケットの穴にしっかりとハマっているか確認してください。




固定ホルダーがしっかりとハマっている




固定ホルダーがしっかりとハマっておらず
アームレストクッションが浮いている

☞ アームレストクッションを取り付ける際にアームレスト指はさみ防止ベルトが飛び出すように取り付けてください。



アームレスト指はさみ防止ベルトが
飛び出している



アームレスト指はさみ防止ベルトが
飛び出していない



1.各部の交換方法

1)アームレスト部の交換方法


①アームレストベースからアームレストクッションを指でめくりはがし、クッションの裏側にある固定ホルダーを6ヶ所（左右各3ヶ所）外し、アームレストクッションを取り外します。

●アームレストクッションを外した状態

固定ホルダー取り付け箇所
左右各3ヶ所



取り外しが固い場合は無理に引っ張らず、固定ホルダーをマイナスドライバー等で持ち上げて外してください。




②クッションサポートの固定ボルトを4ヶ所（左右各2ヶ所）外します。

六角レンチ
3mm



③アームレスト指はさみ防止ベルトの固定ボルトを4ヶ所（左右各2ヶ所）外します。

六角レンチ
3mm



1.各部の交換方法

1)アームレスト部の交換方法(つづき)

- ④アームレストベースの固定ボルトを6ヶ所（左右各3ヶ所）外しアームレストベースをアームレストブラケットから取り外します。

六角レンチ
3mm



- ☞ クッションサポート固定ボルト、アームレスト指はさみ防止ベルトの固定ボルトを含め、計14ヶ所(左右各7ヶ所)ボルトを外してください。

- ⑤取り外しの逆の手順で新しい部品を取り付けます。

- ☞ クッションサポート、アームレスト指はさみ防止ベルト、アームレストベースの固定ボルトの締め付けトルクは $2.6\text{N}\cdot\text{m}$ ($26.5\text{kgf}\cdot\text{cm}$)です。

- ☞ アームレストクッションの取付後、4ページの注意事項を必ず確認してください。

■アームレスト衝撃吸収パッドの交換方法

アームレストベースの裏側についているアームレスト衝撃吸収パッドを指ではがし取り除き、新しいアームレスト衝撃吸収パッドの剥離紙をはがし、アームレストベースに貼り付けます。



交換部品：5.アームレスト衝撃吸収パッド（2個入り）



- ☞ 新しいアームレスト衝撃吸収パッドを取り付ける際は、貼り付ける部分の汚れを落としてから、貼り付けてください。

1.各部の交換方法

2)ハンドル部の交換方法

■ハンドルクッションの交換方法

①ハンドルクッションをカッターナイフで切って取り外します。

カッターナイフ



交換部品：6.ハンドルクッション
(2個入り)



☞ ハンドルクッションを切る際、カッターナイフでハンドルパイプを傷つけないように注意してください。

☞ ハンドルクッションを切る際、カッターナイフでけがをしないように十分注意してください。

②新しいハンドルクッションをお湯などで温め、差し込みやすくした状態で取り付けます。



■ハンドルエンドキャップの交換方法

ハンドルエンドキャップのすき間に、マイナスドライバーなどを差し込んで取り外し、新しいハンドルエンドキャップを取り付けます。

マイナスドライバー



交換部品：7.
ハンドルエンド
キャップ (2個入り)

☞ ハンドルエンドキャップを外す際に、マイナスドライバーでけがをしないように十分注意してください。

1.各部の交換方法

3)高さ調節部の交換方法

■立ち上がり補助グリップカバーの交換方法

本体を横にして立ち上がり補助グリップカバー固定ボルトを4ヶ所(左右各2ヶ所)外し、立ち上がり補助グリップベースから立ち上がり補助グリップカバーを取り外し、新しい立ち上がり補助グリップカバーを取り付けます。

プラスドライバー
3番



交換部品：1 1.立ち上がり補助グリップ
カバー左右セット

1 2.立ち上がり補助グリップカバー
固定ボルト (4個入り)

立ち上がり補助
グリップカバー左



立ち上がり補助
グリップカバー右



立ち上がり補助グリップカバー固定ボルトの締め付けトルクは2.6N・m (26.5kgf・cm)です。

■高さ調節部の交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品 8.高さ調節
ノブボルト



9.高さ調節ノブ
ボルトカバー



1 0.立ち上がり補助グリップ
ベース左右セット

立ち上がり補助
グリップベース左



立ち上がり補助
グリップベース右

1 3.高さ調節部内カバー
(2個入り) (Z用)



5 5.ブレーキワイヤー
端部キャップ



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

1.各部の交換方法

3)高さ調節部の交換方法(つづき)

👉 「高さ調節ノブボルト」はイコットエア、イコットエア Mと共通部品としており、納品時に高さ調節ノブボルトに付いている樹脂ワッシャーはリトルターン Zの場合には使用しません。新しい高さ調節ノブボルトを取り付ける前に必ず樹脂ワッシャーを取り外してから取り付けてください。
イコットエア、イコットエアMの交換に使用する可能性がある場合は保管ください。

●納品時の状態



①高さ調節ノブボルトを緩めて外します。



②ブレーキワイヤー端部キャップを外します。

ラジオペンチ




1.各部の交換方法

3)高さ調節部の交換方法(つづき)


③ブレーキ固定ソケットを緩めてブレーキワイヤーを引き抜きます。



六角レンチ
4mm



④本体を横にして立ち上がり補助グリップベースを本体フレームから取り外します。



☞ 取り外しが固い場合は立ち上がり補助グリップベースの裏側をプラスチックハンマーで軽くたたきながら取り外してください。

プラスチックハンマー



☞ 立ち上がり補助グリップベースの先端をプラスチックハンマーでたたかないでください。
破損するおそれがあります。



⑤本体を起こして、高さ調節支柱を持ち上げ、本体フレームから取り外します。




1.各部の交換方法

3)高さ調節部の交換方法(つづき)

⑥高さ調節支柱下端の六角穴付き止めねじを六角レンチで両側とも外し、ハンドルポストキャップを取り外します。


六角レンチ
2mm





⑦立ち上がり補助グリップベースと高さ調節部内カバーを高さ調節支柱から取り外します。




⑧逆の手順で新しい部品を取り付けます。

 立ち上がり補助グリップベース、高さ調節部内カバーの取付方向を間違えないよう注意してください。



⑨27ページの「8)ブレーキの交換方法」の⑭以降を参照し、ブレーキワイヤーを調節します。ブレーキ部も部品交換がある場合は19ページの①から参照して交換してください。


 高さ調節部の交換後、高さ調節機能が正常に作動することを確認してください。

■正常な状態:高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、高さ調節支柱をスムーズに上下することができる。

1.各部の交換方法

4)トレーの交換方法

トレーフレームを上を持ち上げ、本体から取り外します。



交換部品：14.
トレーセット

 後方からトレーフレームを差し込まないでください。思わぬ事故の原因となります。



5)回転補助ローラーの交換方法


①回転補助ローラーカバーのくぼみにマイナスドライバーを差し込んで回転補助ローラーカバーを持ち上げ回転補助ローラーカバーを外した後、回転補助ローラー本体を取り外します。



マイナスドライバー

交換部品：
15.回転補助ローラーセット
(2セット入り)



 回転補助ローラーカバーを外す際に、マイナスドライバーでけがをしないように十分注意してください。

②新しい回転補助ローラー本体を差し込み、回転補助ローラーカバーを上からスライドさせながらはめ込みます。



(1)回転補助ローラー本体を前輪軸部に差し込む。



(2)回転補助ローラーカバーの突起を回転補助ローラー本体の下側に通し、持ち上げた状態で、奥までスライドさせた後、上からはめ込む。



1.各部の交換方法

6) 折りたたみ部、座面の交換方法

■座面、折りたたみベルト部の交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：

1 6.折りたたみ
ベルト (Z用)



1 8.座面 (Z用)




1 9.座面固定ボルトセット (Z用)




5 7.ボルトキャップ (10個入り)



1 7.折りたたみベルト固定セット



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

 折りたたみベルト、座面及び座面固定ボルトはリトルターンZ専用部品です。リトルターンハイタイプやツール103タイプ等の折りたたみベルト、座面、座面固定ボルトは取り付けできませんので注意してください。

①折りたたみベルト固定部のボルトキャップ2ヶ所をつまんで回しながら外します。




1.各部の交換方法

6) 折りたたみ部、座面の交換方法(つづき)

② 折りたたみベルト固定ボルトを外し、折りたたみベルト固定部を取り外します。



③ 折りたたみベルトのボタンを外し、折りたたみベルトを折りたたみ防止フックから抜き外します。



④ 座面から折りたたみベルトを外します。

⑤ 座面固定ボルトを4ヶ所(左右各2ヶ所)外し、座面を取り外します。

プラスドライバー 2番



⑥ 新しい折りたたみベルトをボタンが付いている方が後輪側から見て左側になるように座面に通します。



1.各部の交換方法


6) 折りたたみ部、座面の交換方法(つづき)

⑦ 折りたたみベルトを折りたたみベルト固定ボルトで固定し、ボルトの先端部にボルトキャップを取り付けます。

☞ 部品の取付方向に注意してください。

六角レンチ 4mm
レンチ 10mm

断面詳細図



☞ 折りたたみベルト固定ボルトを取り付ける際に、樹脂ワッシャーがカラーと金属ワッシャーの間に噛みこまないように注意してください。

☞ 折りたたみベルト固定ボルトの締め付けトルクは2.6N・m(26.5kgf・cm)です。

⑧ 座面を座面固定ボルトで固定します。

プラスドライバー 2番

☞ 座面固定ボルトを再度取り付ける際は、樹脂ワッシャーのくぼみに座面固定ボルトの頭がはまっているか確認してください。



■ 座面ベルトの交換方法

座面ベルト固定ボルトを2ヶ所(左右各1ヶ所)外し、座面ベルトを取り外して新しい座面ベルトを取り付けます。


☞ 座面ベルト固定ボルトの締め付けトルクは0.75N・m(7.6kgf・cm)です。

六角レンチ 2.5mm
レンチ 7mm



交換部品：20. 座面ベルト

21. 座面ベルト固定ボルトセット




1.各部の交換方法

6) 折りたたみ部、座面の交換方法(つづき)

■折りたたみ防止フックツメの交換方法

折りたたみ防止フックツメ固定ボルトを外し折りたたみ防止フックツメの下端をつまんで取り外し、新しい折りたたみ防止フックツメを取り付けます。




交換部品：
23. 折りたたみ防止フックツメ



24. 折りたたみ防止フックツメ固定ボルト

👉 左の図を参考に折りたたみ防止フックツメを取り付けてください。

●取り付け詳細(断面図)



👉 折りたたみ防止フックツメ固定ボルトの締め付けトルクは2.6N・m(26.5kgf・cm)です。

👉 折りたたみ部、座面の交換後、折りたたみが正常に作動することを確認してください。

■正常な状態

折りたたみ機能: 折りたたみベルトを引くと本体が折りたたまれ、折りたたまれた状態を維持し、座面を押し下げると本体を開くことができる。

1.各部の交換方法

7) バッグの交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：


2 2.シートパイプエンド
キャップ (Z用)

4 4.バッグ (Z用)

5 6.折りたたみ保持ベルト




※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

 シートパイプ及びバッグはリトルターンZ専用部品です。
リトルターンハイタイプやトール103タイプ等のシートパイプエンドキャップ、バッグ
は取り付けることができませんので注意してください。


①シートパイプエンドキャップのすき間に、
マイナスドライバーなどを差し込んで
取り外します。

マイナスドライバー



 シートパイプエンドキャップを外す際に、マイナスドライバーでけがをしないように
十分注意してください。

②バッグと折りたたみ保持ベルトをスライドさせ
シートパイプから取り外します。


 バッグが後輪側についている場合は
後輪側のシートパイプエンドキャップを
取り外し、バッグを取り外してください。




1.各部の交換方法

7) バッグの交換方法(つづき)


③新しい折りたたみ保持ベルトをシートパイプの前方側に取り付けます。

 折りたたみ保持ベルトの向きに注意して取り付けてください。


●斜め前方からの図




④新しいバッグをシートパイプに取り付けます。

 バッグの取付方向を間違えないように注意してください。


●上面図



●前方に取り付ける場合



●後方に取り付ける場合



⑤シートパイプエンドキャップを取り付けます。



1.各部の交換方法



8)ブレーキ部の交換方法

■ブレーキ(上部)の交換方法

この交換方法で交換できる部品


交換部品： 27.前ブレーキレバー左セット
28.前ブレーキレバー右セット

29.後駐車レバー左右セット



30.ブレーキ基部左右セット

31.ブレーキ基部カバー左右セット



32.ブレーキ基部カバー固定ボルト
(10個入り)

33.駐車ロックピンセット

52.ブレーキ固定
ソケットセット



55.ブレーキワイヤー
端部キャップ

54.ブレーキワイヤーセット (Z用)



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。




ブレーキワイヤーはリトルターンZ専用部品です。
リトルターンハイタイプやツール103タイプ等のブレーキワイヤーは
取り付けないでください。


1.各部の交換方法


8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

- ①ブレーキワイヤー端部キャップを外し、ブレーキ固定ソケットのボルトを緩めてブレーキワイヤーを引き抜きます。




- ②ブレーキ基部カバー固定ボルトを10ヶ所(左右各5ヶ所)外し、ブレーキ基部カバーを取り外します。




 ブレーキ基部カバー固定ボルトを外す際に、ブレーキ基部カバー内のバネが飛び出す場合がありますので、注意してください。飛び出した場合は23ページの⑪を参照し、再度取り付けてください。

- ③前ブレーキレバーからワイヤーの固定ピンを取り外し、リールを外し、前ブレーキレバーと後駐車レバーをブレーキ基部から取り外します。




- ④ブレーキワイヤーカバーを取り外し、ブレーキワイヤーをブレーキ基部から引き抜きます。



1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)


⑤ブレーキ基部、ブレーキ基部カバーに付いている駐車ロックピン、駐車ロックバネを取り外します。




⑥ブレーキ基部固定ボルトを緩め、ブレーキ基部を取り外し、新しいブレーキ基部を取り付け、ブレーキ基部固定ボルトで固定します。




プラスドライバー
3番


 ブレーキ基部がブレーキ基部固定板にしっかりと取りついていることを確認してください。




⑦ブレーキ基部に駐車ロックピン、駐車ロックバネを取り付けます。



⑧ブレーキワイヤーを④の逆の手順でブレーキ基部に取り付けます。


 取付方向を間違えないように注意してください。



1.各部の交換方法


8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

⑨ブレーキワイヤーをリールに沿わせ、前ブレーキレバーに差し込み、固定ピンで固定します。



⑩前ブレーキレバーと後駐車レバーを合わせ
ブレーキ基部に取り付けます。

後駐車レバーの突起を
前ブレーキレバーに合わせる




前ブレーキレバー

後駐車レバー

後駐車レバーの取付方向を間違えないように注意してください。

●正しい取り付け方向

側面から見た図




後方から見た図



1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

- ⑪ブレーキ基部カバーに駐車ロックピン、駐車ロックバネを取り付け、ブレーキ基部カバーを手で押さえながら、ブレーキ基部に取り付けブレーキ基部カバー固定ボルトで固定します。



☞ 駐車ロックバネが飛び出さないように注意してください。

☞ ブレーキ基部カバー固定ボルトの締め付けトルクは2.6N・m(26.5kgf・cm)です。

■前ブレーキレバー端部カバーの交換方法

- ①前ブレーキレバー端部カバー固定ボルトを4ヶ所(左右各2ヶ所)緩め、前ブレーキレバー端部カバーを取り外し、新しい部品を取り付けます。

六角レンチ 2.5mm



交換部品：2.5.前ブレーキレバー端部カバー

2.6.前ブレーキレバー端部カバー固定ボルト(4個入り)

前ブレーキレバー端部カバー左


前ブレーキレバー端部カバー右



☞ 前ブレーキレバー端部カバー固定ボルトの締め付けトルクは0.75N・m(7.6kgf・cm)です。

☞ 取付方向を間違えないように注意してください。

●正しい取り付け方向



1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

■ブレーキ(下部)の交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：

34.ブレーキプレート左右セット

35.ブレーキバネ
(4個入り)

36.ブレーキブラケット
(2個入り)

ブレーキプレート左


ブレーキプレート右



37.ブレーキブラケット
固定ボルトセット

38.ブレーキパッド
(2個入り) (Z用)

39.ブレーキパッド固定
ボルト (4個入り)



40.フレーム端部カバー左セット

41.フレーム端部カバー右セット

42.フレーム端部カバー
固定ボルト (4個入り)

フレーム端部
カバー左外側

フレーム端部
カバー左内側

フレーム端部
カバー右内側

フレーム端部
カバー右外側

40



41



51.ブレーキ調節ネジ

52.ブレーキ固定
ソケットセット

55.ブレーキワイヤー
端部キャップ



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。



ブレーキパッドはリトルターンZ専用部品です。
イコットエアのブレーキパッドは使用できませんので注意してください。

1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

①30ページの「9)後輪部の交換方法」を参照し、後輪タイヤを取り外します。

②ブレーキパッド固定ボルト4ヶ所(左右各2ヶ所)を外し、ブレーキプレートからブレーキパッドを取り外します。

六角レンチ4mm



ブレーキプレート

③ブレーキワイヤー端部キャップを外し、ブレーキ固定ソケットネジを緩めてブレーキワイヤーを引き抜きます。



ブレーキワイヤー
端部キャップ


ラジオペンチ



ブレーキ固定ソケット
ネジ

六角レンチ4mm

④ブレーキバネを4ヶ所(左右各2ヶ所)取り外します。



ブレーキバネ

⑤ブレーキ調節ネジをブレーキプレートから取り外します。




ブレーキ調節ネジ

ブレーキプレート

1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

⑥ブレーキブラケット固定ボルトを4ヶ所(左右各2箇所)、フレーム端部カバー固定ボルトを4ヶ所(左右各2ヶ所)それぞれ外し、ブレーキブラケットをフレーム前方にスライドさせ、フレーム端部カバーを取り外します。



(1)ブレーキブラケット固定ボルトを外す


(2)ブレーキ端部カバー固定ボルトを外す

(3)ブレーキブラケットを前方にスライドさせブレーキ端部カバーを外す

⑦本体フレームからブレーキブラケット、ブレーキプレートをスライドさせ取り外します。
その後、フレーム端部キャップも取り外します。




⑧本体フレームに、ブレーキプレート、ブレーキブラケットの順で取り付けます。

 ブレーキプレート、ブレーキブラケットの取付方向を間違えないように注意してください。

ブレーキブラケット
※凸部があるほうが下側の上部

ブレーキプレート
※突起があるほうが下



1.各部の交換方法


8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

⑨本体フレームにフレーム端部キャップを差し込み、フレーム端部カバーを取り付け、フレーム端部カバー固定ボルトで固定します。


☞ フレーム端部キャップの取付方向を間違えないように注意してください。

☞ フレーム端部カバー固定ボルトの締め付けトルクは $2.6\text{N}\cdot\text{m}$ ($26.5\text{kgf}\cdot\text{cm}$)です。

☞ フレーム端部カバーの内側の刻印を確認し、取付方向に注意して取り付けてください。



●取付詳細図(本体フレーム右側)




⑩ブレーキブラケットを取り付ける後輪の種類に合わせてブレーキブラケット固定ボルトで固定します。

☞ ブレーキブラケット固定ボルトの締め付けトルクは $2.6\text{N}\cdot\text{m}$ ($26.5\text{kgf}\cdot\text{cm}$)です。

☞ 標準後輪と抑速付後輪でブレーキブラケットを取り付ける位置が異なります。下図を参考にして取り付けたい後輪の種類に合わせて取り付けてください。

(1)標準後輪を取り付ける位置


(2)抑速付後輪を取り付ける位置



1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

⑪ブレーキ調節ネジとブレーキパッドをブレーキプレートに取り付けます。



⑫ブレーキバネを取り付けます。




⑬30ページの「9)後輪部の交換方法」を参照し、後輪タイヤを取り付けます。

👉 ⑭以降標準後輪にて説明していますが、抑速付後輪でも取付方法は同じです。

⑭ブレーキワイヤーをワイヤー保持部の穴、ブレーキ調節ネジ、ブレーキプレート、ブレーキブラケット、ブレーキ固定ソケットの順に通し、ブレーキワイヤーをペンチなどで引っ張りながらブレーキ固定ソケットネジを締め固定します。

六角レンチ4mm
ラジオペンチ



👉 ブレーキワイヤーは本体フレームのワイヤー保持部にかならず通してください。

👉 ブレーキ固定ソケットネジを締め固定する前に前ブレーキレバーを握り、駐車ロック状態になっていないことを確認してください。

👉 ブレーキ固定ソケットネジの締め付けトルクは $2\text{N}\cdot\text{m}$ ($20\text{kgf}\cdot\text{cm}$) です。




1.各部の交換方法

8)ブレーキ部の交換方法(つづき)

⑮ブレーキパッドの矢印の位置の山と後輪のすき間が1.5mmになるようにブレーキ調節ネジで調節します。

☞ 1.5mmの目安=10円玉の厚み



⑯ブレーキワイヤーの先端にブレーキワイヤー端部キャップを取り付けラジオペンチで押さえつけて固定させます。

ラジオペンチ

ブレーキワイヤー
端部キャップ



☞ ブレーキ部交換後、ブレーキ及び駐車ロックが正常に作動することを確認してください。

■正常な状態

ブレーキ: 前ブレーキレバーを握ったときに、ブレーキパッドが後輪のタイヤにしっかり当たっている。

駐車ロック: 前ブレーキレバーまたは後駐車レバーを押し上げたときに、ブレーキパッドが後輪のタイヤにしっかり当たっている。

1.各部の交換方法


9)後輪部の交換方法

■標準後輪の交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：4 3.後輪セット（Z用）

5 3.後輪キャップ




※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

👉 後輪はリトルターンZ専用部品です。リトルターンハイタイプやトール103タイプ等の後輪は取り付けることができませんので注意してください。

①後輪キャップのすき間にマイナスドライバーなどを差し込んで取り外します。

マイナスドライバー



👉 後輪キャップを外す際に、マイナスドライバーでけがをしないように十分注意してください。

②後輪固定ナットを緩め、後輪を取り外して交換し、後輪キャップを取り付けます。


ソケットレンチ13mm
六角レンチ5mm



👉 後輪を取り付ける時は、後輪セットに付属される新しい後輪固定ナットを必ずご利用ください。

👉 後輪セット出荷時に後輪にはベアリング、スペーサーが取り付けられていますが、外れている場合は右図を確認し、取り付けてください。

●後輪部 断面詳細図





👉 後輪固定ナットの締め付けトルクは $6.2\text{N}\cdot\text{m}$ ($63\text{kgf}\cdot\text{cm}$) です。

1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)

③ブレーキパッドの矢印の山と後輪のすき間が1.5mmになるようにブレーキ調節ネジで調節します。

 1.5mmの目安=10円玉の厚み



■抑速付後輪の交換方法


この交換方法で交換できる部品

交換部品：

6 8.LT抑速付 (M8)
抑速ユニット左右セット

6 9.リトルターンZ抑速付
接続ジョイントセット 1台分

7 4.LT抑速付抑速ユニット
シャフトキー



※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。

①抑速付後輪を固定しているスペーサー付きナットを緩め、抑速付後輪を取り外し、回転止めピンを抜き外します。

レンチ16mm




スペーサー付ナット



回転止めピン

フレーム端部
カバー

 「LT抑速付(M8)ユニット左右セット」はリトルターン抑速付とリトルターンZ抑速付との共用部品としており、本セットに含まれる袋付Uナット、平座金はリトルターンZ抑速付の場合には使用しません。リトルターン抑速付の後輪の交換に使用する可能性がある場合は保管ください。



袋付Uナット


平座金

1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)


☞ シャフト部についているチューブをラジオペンチなどを使って取り外してください。

ラジオペンチ



☞ 車軸のシャフト部は取付前に脱脂洗浄をしてください。

☞ 抑速付後輪を取り付ける前にアダプタを外し、シャフトキーが付いていることを確認してください。




②回転止めピンを右図の穴に差し込みます。

☞ 回転止めピンは必ず取り付けてください。外れ、破損の原因となります。




③スペーサー付ナットにはばね座金と平座金を下図のように正しい順番で差し込みます。

☞ ばね座金は、膨らんでいる側からスペーサー付ナットに差し込んでください。一度締めつけたばね座金は変形している可能性があるため再度使用しないでください。



☞ 平座金、ばね座金は正しい順番で必ず取り付けてください。正しい順番でなかったり、取り付けられていない場合、外れ、破損する原因となります。





1.各部の交換方法


9)後輪部の交換方法(つづき)

④下の図を参考に抑速付後輪を本体フレームに接続し、スペーサー付きナットを取り付け固定します。


👉 アダプタとフレームは右図を参考に正しく接触させてください。



本体フレームのくぼみにアダプタを合わせる



アダプタが正しくはまっている



アダプタが正しくはまっていない

👉 M8タイプの抑速付後輪の締め付けトルクは15N・m(153kgf・cm)です。

👉 シャフトとスペーサー付きナットが供回りし、指定の締め付けトルクに達しない場合、抑速ユニットシャフトキーが外れている可能性があります。指定トルクに達しない場合は、再度取り外し、抑速ユニットシャフトキーが正しく取り付けられているか確認してください。

👉 抑速付後輪には取り付け方向がありますので抑速付後輪内側のL/R表記を確認して取り付けてください。
Rの場合: 歩行車後方から見て“右”に取り付けてください。
Lの場合: 歩行車後方から見て“左”に取り付けてください。



抑速付後輪左




L/R表記

六角レンチ16mm

⑤ブレーキパッドの矢印の山と後輪のすき間が1.5mmになるようにブレーキ調節ネジで調節します。

👉 1.5mmの目安=10円玉の厚み



1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)


■標準後輪(抑速付後輪)から抑速付後輪(標準後輪)への交換方法

- ①標準後輪の交換方法(30ページ)または抑速付後輪の交換方法(31ページ)を参照し、後輪を取り外します。
- ②ブレーキブラケット固定ボルトを外し、取り付けるタイヤに合わせてブレーキブラケットを本体フレームの穴の位置にスライドさせ、ブレーキブラケット固定ボルトを差し込み固定します。


六角レンチ4mm
レンチ 10mm

☞ 標準後輪と抑速付後輪でブレーキブラケットを取り付ける位置が異なります。下図を参考にして取り付けたい後輪の種類に合わせて取り付けてください。

(1)標準後輪を取り付ける位置




(2)抑速付後輪を取り付ける位置



- ③標準後輪の交換方法(29ページ)または抑速付後輪の交換方法(30ページ)を参照し、後輪を取り付けます。

- ④ブレーキパッドの山と後輪のすき間が1.5mmになるようにブレーキ調節ネジを回して調節します。

☞ 1.5mmの目安
=10円玉の厚み



☞ ブレーキパッドの山と後輪のすき間が大きくなっている場合はブレーキ固定ソケットを緩め、ブレーキワイヤーをペンチなどで引っ張りながら締め固定し、すき間を調節してください。

1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)

■抑速付後輪のタイヤ部の交換方法


※図はリトルターン抑速付で説明していますが、リトルターンZでも交換方法は同じです。

- ①抑速付後輪が歩行車本体に取り付けられた状態でホイールを固定しているM8皿ボルト6ヶ所(左右各3ヶ所)緩めて外します。

六角レンチ5mm

警告

抑速付後輪が歩行車本体から外れた状態で絶対にM8皿ボルトを外さないこと。抑速機構が分解されてしまいます。(※復元できません)



交換部品:72. LT抑速付
M8皿ボルトセット



- ②ホイール外側とタイヤを外します。



交換部品:70. LT抑速付
交換タイヤキット
1台分



- ①でM8皿ボルトを外した後、タイヤとホイール(外側)の間にマイナスドライバーを差し込んでホイール(外側)を外します。

マイナスドライバー


1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)

③タイヤをホイール(内側)へはめ込みます。

この時、ホイールの溝(3か所)にタイヤの突起を合わせてください。

タイヤの突起には方向性があり、逆方向だとホイール(内側)にはまり込みません。



タイヤの向きが正しいと突起がホイール(内側)に完全にはまりこむ



タイヤの向きが逆だと突起がホイール(内側)にはまらない

タイヤをホイールにはめこむ

④ホイール(外側)を嵌め込み、M8皿ボルトで固定します。

この時、ホイール(内側)と(外側)のボルト穴の位置を確実に合わせて固定してください。



👉 ホイールを固定するM8皿ボルトには緩み止めのため接着剤が塗布されています。タイヤを交換したら、必ず新しいM8皿ボルトを使用してください。締め付けるとき、規定トルク $6 \pm 10\%$ N・mで締め付けてください。

交換部品:

70. LT抑速付交換タイヤキット1台分



タイヤ×2
M8皿ボルト×6

×2

72. LT抑速付M8皿ボルトセット





M8皿ボルト×3

1.各部の交換方法

9)後輪部の交換方法(つづき)

⑤ブレーキパッドの矢印の山と後輪のすき間が1.5mmになるようにブレーキ調節ネジで調節します。

 1.5mmの目安=10円玉の厚み



■センターキャップの交換方法

センターキャップ側面の切り欠きにマイナスドライバーを差し込んでセンターキャップを外します。




マイナスドライバー


交換部品: 71. LT抑速付
センターキャップ




■付属の抑速ブレーキ力調整用六角レンチについて


抑速ブレーキ力を調整するときは付属の「抑速ブレーキ力調整用六角レンチ」を使用してください。

 抑速ブレーキ力の調整方法は取扱説明書の18ページに記載されています。

 抑速ブレーキ力の出荷時設定は『強』です。

交換部品: 73. LT抑速付抑速
ブレーキ力調整用
六角レンチ



 このレンチは折り曲げ角度を90度より大きくすることで、長い方しか差し込めないようにしています。これにより調整部に過度な力が掛かることを防止するものです。

1.各部の交換方法

10)前輪部の交換方法

■前輪の交換方法

この交換方法で交換できる部品

交換部品：

4 5.前輪アーム (Z用)


4 6.前輪アーム用ナットセット
(2セット入り)

4 7.前輪アーム用スナップ
ピン (2個入り)



4 8.前輪セット (2個入り)

4 9.前輪シャフトセット
(2セット入り)




※取り外し、取り付け手順の中で、必要に応じて各部品を交換してください。




前輪アームはリトルターンZ専用部品です。

イコットエアの前輪アームは取り付けることができませんので注意してください。

- ①前輪を固定している、前輪ナットを緩めて外し、前輪シャフトを取り外します。



- ②前輪を前輪アームから取り外し、前輪についているスリーブを外します。




1.各部の交換方法

10)前輪部の交換方法(つづき)

- ③前輪アーム軸に差し込まれているスナップピンを外します。

ラジオペンチ

スナップピン




- ④前輪アーム固定ナットを緩め、前輪アームを取り外します。

レンチ 13mm

前輪アーム

前輪アーム
固定ナット



- ⑤取り外しの逆の手順で新しい部品を取り付けます。

■各部の締め付けトルク

- ・前輪アーム固定ナット 6.2N・m(63kgf・cm)
- ・前輪ナット 2.6N・m(63kgf・cm)

※取り付けする際に、次ページの項目を確認して取り付けてください。


1.各部の交換方法

10)前輪部の交換方法(つづき)


●前輪タイヤの向きと、前輪シャフトの取り付け方向


前輪シャフトの頭(六角穴が付いている方)が外側にくるように取り付ける

タイヤについている溝が内側になるように、取り付ける。



●前輪シャフトの取り付け図(断面拡大図)



 前輪部の交換後、前輪が正常に作動(回転)することを確認してください。

■正常な状態

- ・本体を押ししたときに、違和感なく直進、後退することができる。
- ・前輪が左右ともスムーズに360°回転する。

1.各部の交換方法

10)前輪部の交換方法(つづき)


■前輪フォークキャップの交換方法

- ①前輪フォークキャップのすき間に、マイナスドライバーなどを差し込んで外し、新しい前輪フォークキャップを取り付けます。




交換部品：50.前輪フォークキャップ





-  前輪フォークキャップを外す際に、マイナスドライバーでけがをしないように十分注意してください。


2.フレームの補修方法

- 1) 塗装面のゴミ、油分、サビなどをよく落とします。
- 2) 塗料が傷以外につかないように、マスキングを施します。
- 3) 補修用スプレーまたは補修用ペイント(タッチペン)で塗装します。

-  塗料の一部が沈殿していることがあります。その場合はタッチペンの容器を振って塗料をよく混ぜ合わせてからご使用ください。

-  深い傷には数回重ね塗りをしてください。重ね塗りは塗料が乾いてから行ってください。

-  塗装方法の違いや、補修面の変退色により、色が正確に合わない場合があります。

-  火気には十分に注意してください。

補修部品：66. 補修用スプレー
67. 補修用ペイント(タッチペン)

3.交換後の点検

- 1) 前ブレーキレバー、後駐車ロックレバーを引いて、ブレーキパッドが後輪のタイヤにしっかり当たっていることを確認してください。
- 2) 前ブレーキレバーがスムーズに動き、ブレーキが効くまで十分に握れることを確認してください。
- 3) ブレーキおよび駐車ロックが確実に作動することを確認してください。
- 4) 本体を押した時に、違和感なく直進することを確認してください。
- 5) 折りたたみ動作がスムーズに行えることを確認してください。
- 6) 回転補助ローラーがスムーズに回転することを確認してください。
- 7) 各部のネジ、ボルト、ナットが緩みなく締まっていることを確認してください。
※点検方法の詳細などはメンテナンスガイドを参照してください。

4.ブレーキの調整方法

- 1) ブレーキが利きにくくなった場合、ブレーキ調節ネジをシール表記の方向に回してブレーキパッドの位置を調節してください。
- 2) ブレーキパッドと後輪のすき間が1.5mmになるように調節してください。
すき間が小さくなりすぎた場合は、ブレーキ調節ネジを逆方向に回して調節してください。



回す方向



写真

5.シールの貼付位置


62.指はさみ注意シール



64.フレーム後方保護シール
※右側の同じ位置にもあります。




65.ブレーキ調節表示シール
※右側の同じ位置にもあります。



61.トレーフレーム注意シール(前方)
※右側の同じ位置にもあります。



58.アームレストロック解除シール



62.指はさみ注意シール
※左側の同じ位置もあります。



59.前ブレーキ・駐車ロックシール
60.後駐車ロックシール
※左側の同じ位置もあります。



63.フレーム前方保護シール
※左側の同じ位置にもあります。



交換部品:

- 58.アームレストロック解除シール(10枚入り)
- 59.前ブレーキ・駐車ロックシール左右セット(10枚入り)
- 60.後駐車ロックシール左右セット(10枚入り)
- 61.トレーフレーム注意シール(10枚入り)
- 62.指はさみ注意シール(10枚入り)
- 63.フレーム前方保護シール(10枚入り)
- 64.フレーム後方保護シール(10枚入り)
- 65.ブレーキ調節表示シール(10枚入り)



注意事項

1) 保管について

- ① 戸外に保管して風雨や直射日光にさらしたままにしないこと
- ② 火気に近づけないこと、また高温になる場所に保管しないこと
- ③ 荷物を重ねたり、圧力が加わる状態で保管しないこと
- ④ 取扱説明書は本体と一緒に保管すること

2) お手入れについて

- ① 車輪に付着した泥や汚れなどはそのままにせず、よく絞った布などで必ず落とすこと
- ② 次にあげるものではお手入れしないこと
 - ・シンナー
 - ・クレゾール
 - ・塩素系薬剤や熱湯をかけての殺菌、消毒
 - ・磨き粉
 - ・塩素系洗剤
 - ・酸、アルカリ性洗剤
 - ・タワシ
 - ・研磨剤入りのスポンジ
 - ・その他製品を傷つけるもの
- ③ オゾンガス、ホルムアルデヒドガスを用いた消毒を行わないこと。
- ④ 注油する場合は、タイヤ、ブレーキパッドに油がつかないように注意すること。
タイヤやブレーキパッドに付着した油はよく拭き取ってください。
- ⑤ 抑速付後輪のお手入れの際は水をかけないこと。
また、グリスや油、油性クリーナーや石鹼水は使用しないこと。

3) 廃棄について

- ① 廃棄については各自治体の指示にしたがって処分、廃棄すること

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見
・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索