


●歩行車 リトルターン(L、H、トール103タイプ)



部品の交換方法について

ブレーキワイヤー



Video



ブレーキ板



Video



ベアリング



Video



部品一覽

| 製品名 | No. | 部品名 | 部品コード | 価格 | 備考 |
|---------------------------------|----------------|--|--------------------|----------------------|----|
| リトルターン L、H、トール103タイプ (共通) | ② | 姿勢保持ベルトカバー | 591953 | 2,600円(税込 2,860円) | |
| | ③ | 姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部) | 591954 | 4,200円(税込 4,620円) | |
| | ④ | 姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2 | 591955 | 3,300円(税込 3,630円) | |
| | ⑥ | 座面固定ボルト×6 | 591957 | 1,900円(税込 2,090円) | |
| | ⑦ | 座面受けカバー | 591958 | 3,300円(税込 3,630円) | |
| | ⑧ | 折りたたみベルト | 591999 | 2,500円(税込 2,750円) | |
| | ⑨ | 折りたたみ保持フック | 591960 | 1,800円(税込 1,980円) | |
| | ⑩ | シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2) | 591961 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ⑪ | ハンドル基部(左右セット) | 591962 | 3,600円(税込 3,960円) | |
| | ⑫ | ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4) | 591963 | 1,800円(税込 1,980円) | |
| | ⑬ | ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む) | 591964 | 2,900円(税込 3,190円) | |
| | ⑭ | ハンドルグリップ(反射板含む) | 591965 | 2,200円(税込 2,420円) | |
| | ⑮ | ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン) | 591966 | 2,500円(税込 2,750円) | |
| | ⑯ | ブレーキ基部(左右セット) | 591967 | 3,600円(税込 3,960円) | |
| | ⑰ | ブレーキ基部キャップ×2 | 591968 | 2,000円(税込 2,200円) | |
| | ⑳ | ブレーキワイヤー端部キャップ10個入 | 591971 | 1,900円(税込 2,090円) | |
| | ㉑ | ブレーキ板(左右セット) | 592210 | 2,400円(税込 2,640円) | |
| | ㉒ | ブレーキ板固定ボルトセット | 591973 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉓ | ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む) | 591974 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉔ | ブレーキバネ | 591975 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉕ | ブレーキバネカバー | 591976 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉖ | ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ) | 591977 | 1,900円(税込 2,090円) | |
| | ㉙ | 前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット) | 591980 | 3,700円 (税込4,070円) | |
| | ㉚ | 前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット) | 591981 | 3,700円 (税込4,070円) | |
| | ㉛ | 前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット) | 591982 | 2,000円(税込 2,200円) | |
| | ㉜ | 前輪フォークキャップ | 591983 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉝ | 杖ホルダー | 591984 | 1,900円(税込 2,090円) | |
| | ㉞ | 杖固定ベルト | 591985 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉟ | ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り | 592000 | 1,700円(税込 1,870円) | ※ |
| | ㊱ | ブレーキ調節表示シール10枚入り | 592001 | 1,700円(税込 1,870円) | ※ |
| | ㊲ | 指はさみ注意シール10枚入り | 592002 | 1,700円(税込 1,870円) | ※ |
| | ㊳ | フレーム前方保護シール10枚入り | 592003 | 1,800円(税込 1,980円) | ※ |
| | ㊴ | 高さ調節解除シール左右10枚入り | 592005 | 1,800円(税込 1,980円) | ※ |
| | ㊵ | ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り | 592006 | 1,700円(税込 1,870円) | ※ |
| ㊶ | 補修用スプレー | 592270 | 11,600円(税込12,760円) | ※ | |
| ㊷ | 補修用ペイント(タッチペン) | 592271 | 5,200円(税込 5,720円) | ※ | |
| ㊸ | 高さ調節ボタンセット10個 | 592272 | 9,300円(税込10,230円) | | |
| ㊹ | 前輪左右6台分セット | 592313 | 35,500円(税込39,050円) | ※ | |
| リトルターン L、H、トール103タイプ(共通) | ㉗ | 後輪セット(ホイール、タイヤ、スパーサー、ベアリング×2、ベアリング間スパーサー、ワッシャー、後輪固定ナット) | 591978 | 2,600円 (税込2,860円) | |
| | ㉘ | 後輪キャップ | 591979 | 1,500円(税込 1,650円) | |
| | ㉙ | 後輪12個セット | 592311 | 24,400円(税込26,840円) | ※ |
| リトルターン L、H(共通) | ① | バッグセット(バッグ、スライド金具) (H、L) | 591952 | 6,300円(税込 6,930円) | |
| | ⑤ | 座面 (H、L) | 591956 | 4,800円(税込 5,280円) | |
| リトルターンH | ⑯ | ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ) (H) | 591969 | 2,100円(税込 2,310円) | |
| リトルターンL | ⑰ | ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ) (L) | 591970 | 2,100円(税込 2,310円) | |
| リトルターン トール103タイプ | ㉔ | バッグセット(バッグ、スライド金具) (トール用) | 592305 | 7,000円(税込 7,700円) | |
| | ㉕ | 座面 (トール用) | 592308 | 5,300円(税込 5,830円) | |
| | ㉖ | ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ) (トール用) | 592309 | 2,400円(税込 2,640円) | |

★製造時期により使用部品が異なります。
「備考」欄に※印がある部品は図示していません。