



自宅で安心して入浴できる！ 入浴環境づくり

要介護者の多くの方が「自宅のお風呂に入りたい」と思っています。しかし、自宅の浴室の中は段差や足のすべりなど足腰の弱った高齢者や身体の不自由な方にとって危険な場所がたくさんあります。安全で快適な入浴環境を実現するために、高齢者の身体状況、自立・介助の状況、浴室環境などの踏まえ、本人と家族のニーズに沿った入浴介護用品を選びましょう。

浴室での動作と 困難(リスク)な状況

浴槽のまたぎ



- すべり、ふらつきなどによる転倒。
- 筋力低下などにより、またぎ動作が困難。

浴槽につかる・立ち上がり



- すべり、ふらつきなどによる転倒。
- 筋力低下などにより、立ち座りが困難。
- 溺水リスク。

浴室内の移動



- すべり、つまづき、ふらつきなどによる転倒。
- 加齢による視力低下で見づらい(白内障など)。

体を洗うとき



- 上体が安定せずふらつく。
- 足腰が弱く立ち座りが困難。

入浴用品の導入効果


Point

入浴用品は組み合わせて使うことが大切です。適切な用具選びで転倒などの危険を減らし、自立した入浴が行えます。



浴槽用手すり

浴槽への出入り動作の補助や浴槽内での姿勢を保持できるため、滑りやすい洗い場・浴槽での転倒や、浴槽内で溺れるリスクを下げることができます。




浴室壁用手すり

浴室への出入り、また浴室内の移動や立ち座りを支え、身体への負担を軽減するだけでなく、転倒リスクを低減します。




入浴台(バスボード)

浴槽での立ち座りの補助に。浴槽のまたぎ高さを少なくでき安定した姿勢で出入りが行えます。



浴槽台

浴槽での立ち座りの補助に。浴槽のまたぎ高さを少なくでき安定した姿勢で出入りが行えます。



すべり止めマット

足元、お尻のすべりを防ぎ、転倒を防止します。


シャワーベンチ

立ち座りや姿勢保持の改善により転倒の防止、安全の確保が可能になります。



浴室内すのこ

段差解消により、つまづきや昇り降りをなくし、転倒リスクを低減します。



安寿あんじゅの入浴介護用品

シャワーベンチ

購入対象品
(介護保険)

組立完成品

最大使用者体重
100kg

楽しく開閉シャワーベンチ 38,000円(税抜)



S

U

Sフィット

楽な姿勢でシャワーベンチの開閉ができる!

軽い力で

押すだけ

開く

楽しくアシストレバーを

引き上げるだけ

閉じる

詳しくは
WEBで



浴槽用手すり

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

ユニットバス対応浴槽手すり

UST-130UB 38,000円(税抜)

ユニットバス用



洗い場を広く使える
省スペース設計



洗い場への出っ張りを抑えたので、浴室内の移動がスムーズ。

グリップの高さ、脚の長さは工具不要で簡単に調節できます。

高さ調節付浴槽手すり

UST-130N 36,000円(税抜)

在来工法の浴槽用



工具不要で簡単取り付け



グリップの高さ

押圧版のスライド

浴槽台

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

組立完成品

軽量浴槽台ジャスト

浴槽内・洗い場兼用

(天板)すべり止めタイプ 24,000円(税抜)

(天板)ソフトクッションタイプ 26,000円(税抜)




軽くて持ちやすいから
出し入れラクラク



ジャスト

ジャストソフト

楽しく高さ調節



12~20cm
タイプ

16~26cm
タイプ

調節部分の固定箇所が1か所、少ない作業数で調節できます。

水切れのよい
貫通構造



案に取り出しできる
持ち手


すべり止めマット

お楽しみったりマット 8,000円(税抜)

浴槽内・洗い場兼用



多くの浴槽に隅までぴったり



カーブの大きい浴槽の隅まで寄せられる

昔ながらのカーブの小さい浴槽にも

「安寿」の入浴介護用品は

防カビW



防カビ加工
&
クリーン構造



防汚構造で
キレイが長く!

選べるカラー

- レッド
- ブルー
- グリーン

どうして赤色?

浴室環境下では、赤色が高齢者にとって視認性が良いことが分かっています。手すりなどの位置が容易に分かります。



TOAGOSEI グループ

Aron アロン化成株式会社

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)