

# 福祉用具を活用して 浴槽内の転倒と溺水を予防しよう!


高齢者の事故のうち

「不慮の溺死及び溺水」による

死亡者数は年々増加傾向にあります。

福祉用具で浴室環境を整備して

快適な入浴タイムを楽しみましょう!



## Point

入浴用品は組み合わせて使うことが大切です。適切な用具選びで転倒などの危険を減らし、自立した入浴が行えます。



## 浴槽台を使いましょう


浴槽の中では姿勢が安定しにくいいため特に注意が必要です。

浴槽台を使用することで転倒と溺水を予防できます。

### 浴槽台で解決!

- 長く広い浴槽の場合、足を突っ張れず、足が浮いておぼれるリスクがある!
- 足がひきにくく浴槽からの立ち上がりができない。

- 腰の位置が高くなるので、足のふんばりがききやすい
- 足が引きやすいので、重心移動がしやすく立ち上がりやすい



## 軽量浴槽台

座面タイプ  
すべり止めシートタイプ  
ソフトクッションタイプ

ただ「軽い」浴槽台でない、「実使用での軽さ」を実感できる浴槽台です。

軽くて持ちやすいから  
出し入れラクラク

1 浴槽台で  
最軽量クラス  
2.0kg~




セットで使うと、より転倒予防につながる!

## すべり止めマットで安心

マットを使うと足元がしっかりすべり止めが効くことで姿勢が安定します!

足元が滑らずに踏ん張れると、浴槽台からの立ち上がり動作や浴槽手すりでの跨ぎ動作など、あらゆる動作が安定します。



## おく楽すべり止めマットAR

新たに材質をエラストマー素材に変え、劣化耐性が70%UP(アロン調べ)したので、より安心して使用いただけます。

### 敷く向きを変えて隅までぴったり


カーブの大きい浴槽の隅まで寄せられる  
昔ながらのカーブの小さい浴槽にも



### カットして使用可能

底面幅や浴槽のカーブに合わせて敷けるので安心です。

幅方向は32~38cmの間で調節できます。  
底面が狭い浴槽のときにカットして使えます。



軽量浴槽台

購入対象品(介護保険) 最大使用者体重 100kg 組立完成品 浴槽内・洗い場兼用

天板サイズ	天板タイプ	品名	商品サイズ	価格
標準	すべり止めシート	標準 12-20	幅41×奥行33×高さ12~20cm	24,000円(税抜)
		標準 16-26	幅41×奥行33×高さ16~26cm	24,000円(税抜)
		標準 20-30	幅41×奥行33×高さ20~30cm	24,000円(税抜)
	ソフトクッション	標準ソフト 12-20	幅41×奥行33×高さ12~20cm	26,000円(税抜)
		標準ソフト 16-26	幅41×奥行33×高さ16~26cm	26,000円(税抜)
		標準ソフト 20-30	幅41×奥行33×高さ20~30cm	26,000円(税抜)
ジャスト	すべり止めシート	ジャスト 8-12	幅36×奥行33×高さ8~12cm	24,000円(税抜)
		ジャスト 12-20	幅36×奥行33×高さ12~20cm	24,000円(税抜)
		ジャスト 16-26	幅36×奥行33×高さ16~26cm	24,000円(税抜)
		ジャスト 20-30	幅36×奥行33×高さ20~30cm	24,000円(税抜)
	ソフトクッション	ジャストソフト 8-12	幅36×奥行33×高さ8~12cm	26,000円(税抜)
		ジャストソフト 12-20	幅36×奥行33×高さ12~20cm	26,000円(税抜)
		ジャストソフト 16-26	幅36×奥行33×高さ16~26cm	26,000円(税抜)
		ジャストソフト 20-30	幅36×奥行33×高さ20~30cm	26,000円(税抜)
ミニ	すべり止めシート	ミニ 12-20	幅33×奥行27×高さ12~20cm	24,000円(税抜)
		ミニ 16-26	幅33×奥行27×高さ16~26cm	24,000円(税抜)
	ソフトクッション	ミニソフト 12-20	幅33×奥行27×高さ12~20cm	26,000円(税抜)
		ミニソフト 16-26	幅33×奥行27×高さ16~26cm	26,000円(税抜)

●標準ソフトクッションタイプ



●ジャストすべり止めシートタイプ



●ミニソフトクッションタイプ



お楽すべり止めマットAR

浴槽内・洗い場兼用

サイズ	商品サイズ	価格
小	幅38×奥行55×厚み0.3cm	5,500円(税抜)
中	幅38×奥行70×厚み0.3cm	6,000円(税抜)
大	幅38×奥行87×厚み0.3cm	7,000円(税抜)



「安寿」の入浴介護用品は

**防カビW** スクール

カビを寄せ付けない!

**防カビ加工** & **クリーン構造**

防汚構造でキレイが続く!

選べるカラー

- レッド
- ブルー
- グリーン

**どうして赤色?**

浴室環境下では、赤色が高齢者にとって視認性が良いことが分かっています。手すりなどの位置が容易に分かります。

TOAGOSEI グループ

**Aron** アロン化成株式会社

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**  
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)