

ベッドからポータブルトイレへの移乗動作をサポートします。

## ADLサポートバー

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



### ■主な仕様

商品サイズ： 幅92×奥行62×高さ70～85cm

U型上段手すり高さ 70・75・80・85cm（4段階）  
（便座までの高さ：36・39・42cm）

商品重量： 約27kg

構成部材： (U型上段手すり) エラストマー／スチール[カチオン電着塗装]  
(手すり本体) ポリプロピレン／スチール[カチオン電着塗装]  
(ベース板) スチール[粉体塗装]  
(支柱(左・右)) スチール[粉体塗装]  
(ベッド固定具用支柱) スチール[粉体塗装]  
(ベッド固定具コの字プレート) スチール[粉体塗装]  
(ベッド固定具L字プレート) スチール[粉体塗装]  
(ベッド固定具ズレ止め) スチール[粉体塗装]  
(支柱カバー(左・右)) ポリエチレン  
(ベッド固定具用支柱カバー) ポリエチレン  
(高さ調節固定ナット) ナイロン  
(支柱ネジキャップ) ナイロン  
(縁ゴム) シリコンゴム  
(ベース板用マット) ポリエステル繊維[表面]／アクリル樹脂[裏面]

梱包入数： 1

※ご注文の際は、手すり部とベース板をセットでご購入下さい。

### 手すり部

品番	531-094
価格	34,000円（税抜）
JAN	4970210849620
TAIS	00221-000466

### ベース板

品番	531-095
価格	34,000円（税抜）
JAN	4970210849637
TAIS	00221-000466



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735  
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。