

必要になったときに、「あっ」という間に設置できる上がりかまち用手すり

## アットグリップ AT-E-500

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与対象品



### ■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行80×高さ87～127cm

商品重量：約19kg

材質：（上段手すり、中段手すり）エラストマー樹脂〔表面〕、スチール〔芯材〕  
（手すりパイプ〔本体〕、調節パイプA・B〔かまち側・土間側〕、ベースプレート、締め付けプレート）スチール  
（手すり式台）スチール、エラストマー樹脂〔外周〕  
（ベースプレート樹脂カバーA・L〔左〕／R〔右〕、ベースプレート樹脂カバーB〔調節側〕、調節パイプB〔土間側〕樹脂カバー）PE  
（中段手すり樹脂カバー）PP

梱包入数：1

品番	531-090
価格	58,000円（税抜）
JAN	497021082670
TAIS	00221-000433
CCTA95	181803



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

（祝祭日以外の月～金 9:00～17:00（12:00～13:00はのぞ））

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。