

狭い洗い場にも対応するコンパクトタイプ。

シャワーベンチ CPE-N

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅43×奥行43×高さ35～45cm
(座面までの高さ35～45cm)

商品重量： 約2.2kg

材質： (座部) PE (ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数： 3

色調： ピンク

※組立て式

ピンク

品番	536-314
価格	11,000円 (税抜)
JAN	4970210439814
TAIS	00221-000302
CCTA95	093303

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室  0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。