

座位を保つ持ち手付きの幅広タイプ。

シャワーベンチ EN

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅53×奥行43×高さ35～45cm
(座面までの高さ35～45cm)

商品重量： 約2.3kg

材質： (座部) PE (ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数： 3

色調： レッド/ブルー

※組立て式

品番	(レッド) 536-292 (ブルー) 536-290
価格	11,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210439746 (ブルー) 4970210439739
TAIS	00221-000305
CCTA95	093303

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。