

円背の方も安心座り心地のよいシャワーベンチ

## コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC(骨盤サポートタイプ)(ピンク)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ： 幅41×奥行40×高さ43～53cm  
(座面までの高さ32～42cm)  
(折りたたみ時：幅41×奥行29×高さ54cm)

商品重量： 約3kg

材質： (座部・背もたれ) PE、 (ソフトパッド) EVA  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数： 2

色調： ピンク

品番	(ピンク) 536-384
価格	20,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210509241
TAIS	00221-000344
CCTA95	093303

 TOAGOSEI グループ



**アロン化成株式会社**

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室  0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。