

狭い洗い場でも介助スペースを確保できます。

コンパクト折りたたみシャワーベンチIC(背付タイプ)(ピンク)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅41×奥行40×高さ57～67cm
(座面までの高さ32～42cm)
(折りたたみ時：幅41×奥行27×高さ67cm)

商品重量：約3kg

材質：(座部・背もたれ) PE、(ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：ピンク

品番	(ピンク) 536-364
価格	20,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210499405
TAIS	00221-000338
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。