

移乗スペース、介助スペースを確保したいとき片手で、すばやく折りたたみができるシャワーベンチ。

## 折りたたみシャワーベンチIN-U(背付タイプ)

### <楽おり>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅51×奥行46×高さ64～74cm  
(座面までの高さ35～45cm)  
(折りたたみ時：幅51×奥行29×高さ77cm)

商品重量：約3.9kg

材質：(座部・背もたれ) PE、(ソフトパッド) EVA  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：レッド/ピンク/ブルー

品番	(レッド) 536-352 (ピンク) 536-354 (ブルー) 536-350
価格	22,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210499368 (ピンク) 4970210499375 (ブルー) 4970210499351
TAIS	00221-000337
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる