

ご利用者の身体にやさしくフィット！浴室環境にもちょうどいいISフィット登場！

## 折りたたみシャワーベンチISフィット(ピンク)

### 〈骨盤サポートタイプ〉

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ52～62cm  
(座面までの高さ32～42cm)  
(折りたたみ時：幅46×奥行29×高さ78.5～89cm)

商品重量：約4kg

材質：(座面・背もたれ) ポリエチレン  
(グリップ) エラストマー  
(ひじ掛け) ポリプロピレン  
(脚ゴム) 合成ゴム  
(ソフトパッド) EVA樹脂  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：ピンク

品番	(ピンク) 536-117
価格	24,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210832097
TAIS	00221-000435



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる