

片手で持ち上げるだけで折りたためる、転倒防止のための新しいシャワーベンチ。

## 折りたたみシャワーベンチ IS/IU(ピンク)

### <楽おり>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



IS (ピンク)

#### ■主な仕様

商品サイズ：幅51×奥行46×高さ64～74cm  
(座面までの高さ35～45cm)  
(折りたたみ時：幅51×奥行29×高さ87cm)

商品重量：約5kg

材質：(座部・背もたれ) PE、(ひじ掛け) PP  
(ひじ掛けグリップ) エラストマー  
(ソフトパッド) EVA  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：ピンク

IS

品番	(ピンク) 536-324
価格	25,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210492420
TAIS	00221-000332
CCTA95	093303

IU

品番	(ピンク) 536-334
価格	25,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210492451
TAIS	00221-000333
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる