

移乗や介助に便利な回転式座面を搭載しました。

## シャワーベンチK“くるり360”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅42×奥行42×高さ35～45cm  
(座面までの高さ35～45cm)

商品重量：約3kg

材質：(座部) PE (ソフトパッド) EVA  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-132 (ブルー) 536-130
価格	17,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210418789 (ブルー) 4970210418772
TAIS	00221-000259
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。