

移乗や介助に便利な回転式座面と跳ね上げ式ひじ掛け。

折りたたみシャワーベンチ KT“くるり130”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅52×奥行50×高さ67～77cm
(座面までの高さ36～46cm)
(折りたたみ時：幅52×奥行16×高さ80cm)

商品重量：約5.4kg

材質：(座部・背もたれ) PE
(ひじ掛け) PP
(ひじ掛けグリップ) エラストマー
(ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：2

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-102 (ブルー) 536-100
価格	31,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210411537 (ブルー) 4970210411520
TAIS	00221-000243
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる