

移乗や介助に便利な回転式座面と跳ね上げ式ひじ掛け。

## ひじ掛け付シャワーベンチ K-TH“くるり130”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅55.5×奥行50×高さ67～82cm  
(座面までの高さ36～51cm)

商品重量：約5.2kg

材質：(座部・背もたれ) PE  
(ひじ掛け) PP  
(ひじ掛けグリップ) エラストマー  
(ソフトパッド) EVA  
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-112 (ブルー) 536-110
価格	31,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210418727 (ブルー) 4970210418710
TAIS	00221-000281
CCTA95	093303

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。