

立ち座り動作と座位の安定をサポートするひじ掛け付き。

ひじ掛け付シャワーベンチ RE-S

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行50×高さ69～79cm
(座面までの高さ34～44cm)

商品重量：約4.2kg

材質：(座部・背もたれ) PE (ソフトパッド) EVA
(ひじ掛けグリップ) 発泡ゴム
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ブルー

品番	(レッド) 536-222 (ブルー) 536-220
価格	23,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210438015 (ブルー) 4970210438022
TAIS	00221-000306
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外) 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。