

着脱自在の背もたれ、簡単組み立て、狭い浴室に合わせた超コンパクトサイズ。

シャワーベンチセレクト Mini (背無しタイプ)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅37×奥行38.5×高さ35.5cm
(座面までの高さ：35～45cm)

商品重量： 約2.3kg

材質： (座部) PP (ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数： 1

色調： レッド/ピンク/ブルー

※組立て式

品番	(レッド) 535-341 (ピンク) 535-342 (ブルー) 535-340
価格	11,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210523889 (ピンク) 4970210523896 (ブルー) 4970210523872
TAIS	00221-000346
CCTA95	093303



アノン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。