

着脱自在の背もたれ、簡単組み立て、狭い浴室に合わせた超コンパクトサイズ。

シャワーベンチセレクト Mini (背付タイプ)

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅37×奥行41×高さ58cm
(座面までの高さ：35～45cm)

商品重量：約2.7kg

材質：(座部・背もたれ) PP (ソフトパッド) EVA
(パイプ) アルミニウム

梱包入数：1

色調：レッド/ピンク/ブルー

※組立て式

品番	(レッド) 535-441 (ピンク) 535-442 (ブルー) 535-440
価格	15,000円 (税抜)
JAN	(レッド) 4970210523940 (ピンク) 4970210523957 (ブルー) 4970210523933
TAIS	00221-000348
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。