

移乗に便利なひじ掛け跳ね上げ式の折りたたみシャワーベンチ。

## 折りたたみシャワーベンチ TS/TU

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

- 商品サイズ：幅52×奥行50×高さ67～77cm  
(座面までの高さ35～45cm)  
(折りたたみ時：幅52×奥行16×高さ80cm)
- 商品重量：[TS] 約5kg [TU] 約4.8kg
- 材質：(座部・背もたれ) PE (ひじ掛け) PP  
(ひじ掛けグリップ) エラストマー  
(ソフトパッド) EVA (パイプ) アルミニウム
- 梱包入数：2  
色調：ピンク

#### TS ピンク

品番	535-483
価格	22,000円 (税抜)
JAN	4970210399521
TAIS	00221-000229
CCTA95	093303

#### TU ピンク

品番	4970210399538
価格	22,000円 (税抜)
JAN	4970210399538
TAIS	00221-000230
CCTA95	093303



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる