

座った時の痛みや衝撃を緩和します。

販売終了品

ジェルクッション

品番	535-265
価格	10,000 円(税抜)
JAN	4970210350331

■主な仕様

商品サイズ: 幅14×奥行37×厚み1.5cm(片側)

商品重量: 約0.8kg


材質: (ジェル)エラストマージェル
(フィルム)ポリウレタン

梱包入数: 3

色調: ライトグリーン

付属品: 専用便座カバー×2

●取り付け可能便座サイズ



ご使用されている便座のAの寸法を測定し、取り付け可能かどうかを確認してください。

A | 31cm以下

※上記取り付け可能サイズでも一部特殊な形状をした便座には取り付けできない場合があります。

取扱説明書

部品一覧



※写真はイメージです。
※暖房便座、ポータルトイレ用暖房便座、
温水洗浄便座には取り付けできません。

最大使用者体重: 100kg

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)