

より快適に、清潔に排泄されたい方に。

家具調トイレAR-K1

<爽快シャワー>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅57×奥行67×高さ76.5～88.5cm
(便座までの高さ33・36・39・42・45cm)

商品重量：[ノーマル] 約25kg
[リモコンスタンド付] 約27kg

バケツ容量：約10L

給水タンク容量：約5L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(温水洗浄便座本体・受け板・バケツ) PP、(給水タンク) PE

梱包入数：1

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 420W：本体365W・便座55W

電源コード：1.0m ※漏電しゃ断器付 (定格感度電流15mA)

洗浄装置：(最大流量) パワー洗浄、おしり/ビデ洗浄：1.1L/分
(流量調節) 3段階、約0.7～0.96L/分
(標準温水温度) 「切」水温、2段階電子制御、「低」37°C/「高」40°C
(ヒーター容量) 350W、(温水タンク容量) 約1.4L
(安全装置) 温度ヒューズ・温度過昇防止装置

脱臭装置：(脱臭剤) 触媒吸着脱臭、(脱臭風量) 0.15m³/min

暖房便座：(標準表面温度) 「切」室温、3段階電子制御、
「低」34°C/「中」38°C/「高」40°C
(ヒーター容量) 55W
(安全装置) 温度ヒューズ

呼出ブザー：周波数2.6kHz

その他安全装置：漏電しゃ断器 (プラグ付)、着座スイッチ内蔵

付属品：消臭剤フォームタイプ×1/ワイヤレスリモコン

※アース工事 (D種設置工事) が必要になります。販売店または電気工事店へご相談ください。

品番	533-630
価格	128,000円 (税抜)
JAN	4970210419304
TAIS	00221-000271
CCTA95	091203

リモコンスタンド付タイプ

品番	533-637
価格	133,000円 (税抜)
JAN	4970210419311
TAIS	00221-000271
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる