

お求めやすいコンパクトな家具調トイレ

家具調トイレ コンパクト

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ： 幅48×奥行55×高さ79～85cm
(便座までの高さ36・39・42cm)

商品重量： 約13.5kg

バケツ容量： 10L

材質： (構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
標準便座・暖房便座… (便座) PP

梱包入数： 1

付属品： K型便座カバー×2、防臭消耗品


<暖房・快適脱臭>

品番	533-680
価格	65,000円 (税抜)
JAN	4970210835777
TAIS	00221-000443
CCTA95	091203

 TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室  0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。