

冬場の閉めきったお部屋でもニオイ対策は万全です。

家具調トイレCP

<暖房・快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅50×奥行55×高さ79～85cm
(便座までの高さ36・39・42cm)

商品重量：約16.2kg

バケツ容量：約10L

材質：(構造部材)天然木 [ラバーウッド]
(表面加工)ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革
(便座・汚水受け付受け板・バケツ・脱臭器本体) P P

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源)交流100V・50/60Hz
※DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力)5W

定格(暖房)：(電源)交流100V・50/60Hz (消費電力)53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

※組立て式

品番	533-666
価格	65,000円 (税抜)
JAN	4970210436738
TAIS	00221-000293
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる