

排泄時のいやなニオイを強力に脱臭。

家具調トイレGS

<快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行69×高さ78～93cm
(便座までの高さ37・40・43・46・49・52cm)

商品重量：約23.7kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材)天然木 [ラバーウッド]
(表面加工)ウレタン樹脂塗装
(フレーム)鋼板
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革
(便座ベース板・受け板・バケツ・脱臭器本体)PP
(ソフト便座)EVA

梱包入数：1

定格：(電源)交流100V・50/60Hz
※DC12V 1A専用アダプター
(消費電力)5W

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

※組立て式

品番	533-034
価格	130,000円 (税抜)
JAN	4970210399712
TAIS	00221-000225
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる