

寒い季節の必需品！あったか便座で快適トイレ。

家具調トイレHS“スライドくん”

<暖房便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅61×奥行61×高さ81.5～93.5cm
(便座までの高さ33・36・39・42・45cm)

商品重量：約20kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(便座・汚水受け付受け板・バケツ) PP

梱包入数：1

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：防臭消耗品

品番	533-038
価格	92,000円 (税抜)
JAN	4970210403686
TAIS	00221-000240
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる