

あったか便座、強力脱臭の快適トイレ。

家具調トイレHS“スライドくん”

<暖房・快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅61×奥行61×高さ81.5～93.5cm
(便座までの高さ33・36・39・42・45cm)

商品重量：約20.7kg

バケツ容量：約10L

材質：(構造部材)天然木 [ラバーウッド]
(表面加工)ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革
(便座・汚水受け付受け板・バケツ・脱臭器本体)PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源)交流100V・50/60Hz
※DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力)5W

定格(暖房)：(電源)交流100V・50/60Hz
(消費電力)53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

品番	533-607
価格	111,000円 (税抜)
JAN	4970210407752
TAIS	00221-000238
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる