

お部屋に違和感なく設置でき、軽量なトイレをお求めの方に。

## 家具調トイレ 桐匠

### <暖房便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅52×奥行57×高さ82～88cm  
(便座までの高さ：36・39・42cm)

商品重量：約11.9kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [桐・ウォルナット]  
(表面加工) ウレタン樹脂塗装  
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革  
(便座・汚水受け付受け板・バケツ) PP

梱包入数：1

色調：(本体) ベージュ (桐木肌色) (その他部品) ダークブラウン  
(カバー・座面・背もたれ) ベージュ

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：防臭消耗品

※組立て済み (キャスターは開梱後組立て)

品番	533-645
価格	90,000円 (税抜)
JAN	4970210524107
TAIS	00221-000354
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部  
「製品に関するご意見・お問合せは」  
お客様相談室 ☎0120-86-7735  
(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる