

お部屋に違和感なく設置でき、軽量なトイレをお求めの方に。

家具調トイレ 桐匠 〈暖房・快適脱臭〉

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅52×奥行57×高さ82～88cm
(便座までの高さ：36・39・42cm)

商品重量：約12.6?

バケツ容量：10L

材質：(構造部材)天然木[桐・ウォルナット]
(表面加工)ウレタン樹脂塗装 (便座・汚水受け付受け板・バケツ) PP
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革

梱包入数：1

色調：(本体)ベージュ(桐木肌色) (その他部品)ダークブラウン
(カバー・座面・背もたれ)ベージュ

定格(脱臭)：(電源)交流100V・50/60Hz ※DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力)5W

定格(暖房)：(電源)交流100V・50/60Hz (消費電力)53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

※組立て済み(キャスターは開梱後組立て)

品番	533-649
価格	114,000円(税抜)
JAN	4970210524121
TAIS	00221-000356
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる