

お部屋に違和感なく設置でき、軽量なトイレをお求めの方に。

家具調トイレ 桐匠

<標準便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅52×奥行57×高さ82～88cm
(便座までの高さ：36・39・42cm)

商品重量：約10.9?

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [桐・ウォルナット]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(便座・汚水受け付受け板・バケツ) PP

梱包入数：1

色調：(本体) ベージュ (桐木肌色) (その他部品) ダークブラウン
(カバー・座面・背もたれ) ベージュ

付属品：防臭消耗品/K型便座カバー×2

※組立て済み (キャスターは開梱後組立て)

品番	533-641
価格	75,000円 (税抜)
JAN	4970210524084
TAIS	00221-000352
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外 0月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる