

ひじかけはねあげで高さ38～50cm、標準幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト はねあげ

H

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様

商品サイズ：幅54×奥行58×高さ80～92cm
(便座までの高さ：38・41・44・47・50cm)

商品重量：(標準便座) 18.2kg
(ソフト便座) 18.2kg
(暖房便座) 19.2kg
(標準・快適脱臭) 18.9kg
(ソフト・快適脱臭) 18.9kg
(暖房・快適脱臭) 19.9kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
標準便座・暖房便座… (便座) PP
ソフト便座… (ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭… (脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格 (脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格 (暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節 (暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品



<標準便座>

品番	533-760
価格	63,000円 (税抜)
JAN	4970210532133
TAIS	00221-000387
CCTA95	091203

<ソフト便座>

品番	533-761
価格	68,500円 (税抜)
JAN	4970210532140
TAIS	00221-000388
CCTA95	091203

<暖房便座>

品番	533-762
価格	77,000円 (税抜)
JAN	4970210532157
TAIS	00221-000389
CCTA95	091203

<標準・快適脱臭>

品番	533-763
価格	90,500円 (税抜)
JAN	4970210532164
TAIS	00221-000390
CCTA95	091203

<ソフト・快適脱臭>

品番	533-764
価格	96,000円 (税抜)
JAN	4970210532171
TAIS	00221-000391
CCTA95	091203

<暖房・快適脱臭>

品番	533-765
価格	104,500円 (税抜)
JAN	4970210532195
TAIS	00221-000392
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる