

ひじかけはねあげで高さ30~42cm、標準幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト はねあげ

L

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様

商品サイズ： 幅54×奥行58×高さ72~84cm
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)

商品重量： (標準便座) 17.8kg
(ソフト便座) 17.8kg
(暖房便座) 18.8kg
(標準・快適脱臭) 18.5kg
(ソフト・快適脱臭) 18.5kg
(暖房・快適脱臭) 19.5kg

バケツ容量： 10L

材質： (構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
標準便座・暖房便座… (便座) PP
ソフト便座… (ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭… (脱臭器本体) PP

梱包入数： 1

定格 (脱臭)： (電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格 (暖房)： (電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度： 30~40℃ 5段階調節 (暖房便座の場合)

付属品： (標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品



<標準便座>

品番	533-750
価格	63,000円 (税抜)
JAN	4970210532072
TAIS	00221-000381
CCTA95	091203

<ソフト便座>

品番	533-751
価格	68,500円 (税抜)
JAN	4970210532089
TAIS	00221-000382
CCTA95	091203

<暖房便座>

品番	533-752
価格	77,000円 (税抜)
JAN	4970210532096
TAIS	00221-000383
CCTA95	091203

<標準・快適脱臭>

品番	533-753
価格	90,500円 (税抜)
JAN	4970210532102
TAIS	00221-000384
CCTA95	091203

<ソフト・快適脱臭>

品番	533-754
価格	96,000円 (税抜)
JAN	4970210532119
TAIS	00221-000385
CCTA95	091203

<暖房・快適脱臭>

品番	533-755
価格	104,500円 (税抜)
JAN	4970210532126
TAIS	00221-000386
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる