

ひじかけはねあげで高さ38～50cm、ワイド幅タイプです。座位移乗の方に。

## 家具調トイレ セレクト はねあげ ワイドH

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

### ■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行58×高さ80～92cm  
(便座までの高さ：38・41・44・47・50cm)

商品重量：(標準便座) 19.7kg  
(ソフト便座) 19.7kg  
(暖房便座) 20.7kg  
(標準・快適脱臭) 20.4kg  
(ソフト・快適脱臭) 20.4kg  
(暖房・快適脱臭) 21.4kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]  
(表面加工) ウレタン樹脂塗装  
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革  
(汚水受け付受け板・バケツ) PP  
標準便座・暖房便座… (便座) PP  
ソフト便座… (ソフト便座) EVA  
(便座ベース板) PP  
快適脱臭… (脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用  
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz  
(消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2  
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1  
(快適脱臭以外) 防臭消耗品



### <標準便座>

品番	533-780
価格	68,500円 (税抜)
JAN	4970210532263
TAIS	00221-000399
CCTA95	091203

### <ソフト便座>

品番	533-781
価格	73,500円 (税抜)
JAN	4970210532270
TAIS	00221-000400
CCTA95	091203

### <暖房便座>

品番	533-782
価格	82,000円 (税抜)
JAN	4970210532287
TAIS	00221-000401
CCTA95	091203

### <標準・快適脱臭>

品番	533-783
価格	96,000円 (税抜)
JAN	4970210532294
TAIS	00221-000402
CCTA95	091203

### <ソフト・快適脱臭>

品番	533-784
価格	101,500円 (税抜)
JAN	4970210532300
TAIS	00221-000403
CCTA95	091203

### <暖房・快適脱臭>

品番	533-785
価格	110,000円 (税抜)
JAN	4970210532331
TAIS	00221-000404
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる