

ひじかけはねあげで高さ30～42cm、ワイド幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト はねあげ ワイドL

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

- 商品サイズ：幅60×奥行58×高さ72～84cm
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)
- 商品重量：(標準便座) 19.3kg
(ソフト便座) 19.3kg
(暖房便座) 20.3kg
(標準・快適脱臭) 20.0kg
(ソフト・快適脱臭) 20.0kg
(暖房・快適脱臭) 21.0kg
- バケツ容量：10L
- 材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
標準便座・暖房便座… (便座) PP
ソフト便座… (ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭… (脱臭器本体) PP
- 梱包入数：1
- 定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W
- 定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W
- 便座表面温度：30～40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)
- 付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品

<標準便座>

品番	533-770
価格	68,500円 (税抜)
JAN	4970210532201
TAIS	00221-000393
CCTA95	091203

<ソフト便座>

品番	533-771
価格	73,500円 (税抜)
JAN	4970210532218
TAIS	00221-000394
CCTA95	091203

<暖房便座>

品番	533-772
価格	82,000円 (税抜)
JAN	4970210532225
TAIS	00221-000395
CCTA95	091203

<標準・快適脱臭>

品番	533-773
価格	96,000円 (税抜)
JAN	4970210532232
TAIS	00221-000396
CCTA95	091203

<ソフト・快適脱臭>

品番	533-774
価格	101,500円 (税抜)
JAN	4970210532249
TAIS	00221-000397
CCTA95	091203

<暖房・快適脱臭>

品番	533-775
価格	110,000円 (税抜)
JAN	4970210532256
TAIS	00221-000398
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる