

ひじかけ固定で高さ30~42cm、標準幅タイプです。立位移乗の方に。

## 家具調トイレ セレクト ノーマル

L

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

### ■主な仕様

商品サイズ：幅50×奥行58×高さ72~84cm  
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)

商品重量：(標準便座) 16.4kg  
(ソフト便座) 16.4kg  
(暖房便座) 17.4kg  
(標準・快適脱臭) 17.1kg  
(ソフト・快適脱臭) 17.1kg  
(暖房・快適脱臭) 18.1kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]  
(表面加工) ウレタン樹脂塗装  
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革  
(汚水受け付受け板・バケツ) PP  
標準便座・暖房便座…(便座) PP  
ソフト便座…(ソフト便座) EVA  
(便座ベース板) PP  
快適脱臭…(脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用  
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz  
(消費電力) 53W

便座表面温度：30~40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2  
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1  
(快適脱臭以外) 防臭消耗品



### <標準便座>

品番	533-350
価格	48,500円 (税抜)
JAN	4970210531839
TAIS	00221-000357
CCTA95	091203

### <ソフト便座>

品番	533-351
価格	54,000円 (税抜)
JAN	4970210531846
TAIS	00221-000358
CCTA95	091203

### <暖房便座>

品番	533-352
価格	62,000円 (税抜)
JAN	4970210531853
TAIS	00221-000359
CCTA95	091203

### <標準・快適脱臭>

品番	533-353
価格	75,000円 (税抜)
JAN	4970210531860
TAIS	00221-000360
CCTA95	091203

### <ソフト・快適脱臭>

品番	533-354
価格	80,500円 (税抜)
JAN	4970210531877
TAIS	00221-000361
CCTA95	091203

### <暖房・快適脱臭>

品番	533-355
価格	88,000円 (税抜)
JAN	4970210531884
TAIS	00221-000362
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる