

ひじかけ固定で高さ38～50cm、ワイド幅タイプです。立位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト ノーマル ワイドH

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様

商品サイズ：幅56×奥行58×高さ80～92cm
(便座までの高さ：38・41・44・47・50cm)

商品重量：(標準便座) 18.3kg
(ソフト便座) 18.3kg
(暖房便座) 19.3kg
(標準・快適脱臭) 19.0kg
(ソフト・快適脱臭) 19.0kg
(暖房・快適脱臭) 20.0kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
標準便座・暖房便座…(便座) PP
ソフト便座…(ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭…(脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品



<標準便座>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-380 |
| 価格 | 54,000円 (税抜) |
| JAN | 4970210532010 |
| TAIS | 00221-000375 |
| CCTA95 | 091203 |

<ソフト便座>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-381 |
| 価格 | 59,000円 (税抜) |
| JAN | 4970210532027 |
| TAIS | 00221-000376 |
| CCTA95 | 091203 |

<暖房便座>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-382 |
| 価格 | 67,500円 (税抜) |
| JAN | 4970210532034 |
| TAIS | 00221-000377 |
| CCTA95 | 091203 |

<標準・快適脱臭>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-383 |
| 価格 | 80,500円 (税抜) |
| JAN | 4970210532041 |
| TAIS | 00221-000378 |
| CCTA95 | 091203 |

<ソフト・快適脱臭>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-384 |
| 価格 | 86,000円 (税抜) |
| JAN | 4970210532058 |
| TAIS | 00221-000379 |
| CCTA95 | 091203 |

<暖房・快適脱臭>

| | |
|--------|---------------|
| 品番 | 533-385 |
| 価格 | 93,500円 (税抜) |
| JAN | 4970210532065 |
| TAIS | 00221-000380 |
| CCTA95 | 091203 |

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる