

お手頃価格のSPタイプ。ひじかけはねあげで高さ38～50cm、ワイド幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト SPはねあげ ワイドH

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行58×高さ80～92cm
(便座までの高さ：38・41・44・47・50cm)

商品重量：19.4kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材)天然木 [ラバーウッド]
(表面加工)ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ)PP
(便座)PP

梱包入数：1

付属品：K型便座カバー×2

<標準便座>

品番	533-786
価格	63,000円 (税抜)
JAN	4970210534946
TAIS	00221-000432
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる