

お手頃価格のSPタイプ。ひじかけはねあげで高さ30～42cm、ワイド幅タイプです。座位移乗の方に。

## 家具調トイレ セレクト SPはねあげ ワイドL

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行58×高さ72～84cm  
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)

商品重量：19.0kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材)天然木 [ラバーウッド]  
(表面加工)ウレタン樹脂塗装  
(座面・背もたれクッション)ウレタンフォーム・合成皮革  
(汚水受け付受け板・バケツ)PP  
(便座)PP

梱包入数：1

付属品：K型便座カバー×2

### <標準便座>

品番	533-776
価格	63,000円 (税抜)
JAN	4970210534922
TAIS	00221-000430
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(祝祭日以外)月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞ)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる