

ひじかけはねあげ+トランスファーボード。高さ30~42cm、標準幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト はねあげ(トランスファータイプ)

L

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

■主な仕様

商品サイズ：幅54×奥行58×高さ72~84cm
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)

商品重量：(標準便座) 18.8kg
(ソフト便座) 18.8kg
(暖房便座) 19.8kg
(標準・快適脱臭) 19.5kg
(ソフト・快適脱臭) 19.5kg
(暖房・快適脱臭) 20.5kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
(トランスファーボード) PE
標準便座・暖房便座…(便座) PP
ソフト便座…(ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭…(脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度：30~40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品

<標準便座>

品番	870-051
価格	66,500円 (税抜)
JAN	4970210660737
TAIS	00221-000405
CCTA95	091203

<ソフト便座>

品番	870-053
価格	71,500円 (税抜)
JAN	4970210662342
TAIS	00221-000406
CCTA95	091203

<暖房便座>

品番	870-054
価格	80,000円 (税抜)
JAN	4970210662359
TAIS	00221-000407
CCTA95	091203

<標準・快適脱臭>

品番	870-056
価格	93,500円 (税抜)
JAN	4970210662366
TAIS	00221-000408
CCTA95	091203

<ソフト・快適脱臭>

品番	870-057
価格	99,000円 (税抜)
JAN	4970210662373
TAIS	00221-000409
CCTA95	091203

<暖房・快適脱臭>

品番	870-058
価格	108,000円 (税抜)
JAN	4970210662380
TAIS	00221-000410
CCTA95	091203



※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる