

ひじかけはねあげ+トランスファーボード。高さ30~42cm、ワイド幅タイプです。座位移乗の方に。

家具調トイレ セレクト はねあげ(トランスファータイプ) ワイドL

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅60×奥行58×高さ72~84cm
(便座までの高さ：30・33・36・39・42cm)

商品重量：(標準便座) 20.3kg
(ソフト便座) 20.3kg
(暖房便座) 21.3kg
(標準・快適脱臭) 21.0kg
(ソフト・快適脱臭) 21.0kg
(暖房・快適脱臭) 22.0kg

バケツ容量：10L

材質：(構造部材) 天然木 [ラバーウッド]
(表面加工) ウレタン樹脂塗装
(座面・背もたれクッション) ウレタンフォーム・合成皮革
(汚水受け付受け板・バケツ) PP
(トランスファーボード) PE
標準便座・暖房便座…(便座) PP
ソフト便座…(ソフト便座) EVA
(便座ベース板) PP
快適脱臭…(脱臭器本体) PP

梱包入数：1

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz ※DC12V 専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz
(消費電力) 53W

便座表面温度：30~40℃ 5段階調節(暖房便座の場合)

付属品：(標準便座仕様の場合) K型便座カバー×2
(快適脱臭仕様の場合) 消臭剤フォームタイプ×1
(快適脱臭以外) 防臭消耗品

<標準便座>

品番	870-065
価格	71,500円 (税抜)
JAN	4970210662458
TAIS	00221-000417
CCTA95	091203

<ソフト便座>

品番	870-066
価格	77,000円 (税抜)
JAN	4970210662236
TAIS	00221-000418
CCTA95	091203

<暖房便座>

品番	870-067
価格	85,500円 (税抜)
JAN	4970210662243
TAIS	00221-000419
CCTA95	091203

<標準・快適脱臭>

品番	870-068
価格	99,000円 (税抜)
JAN	4970210662250
TAIS	00221-000420
CCTA95	091203

<ソフト・快適脱臭>

品番	870-069
価格	104,500円 (税抜)
JAN	4970210662267
TAIS	00221-000421
CCTA95	091203

<暖房・快適脱臭>

品番	870-070
価格	113,500円 (税抜)
JAN	4970210662274
TAIS	00221-000422
CCTA95	091203

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。

Copyright(C) 2008 ARONKASEI CO.,LTD. All Rights Reserved.

印刷

全要素コピー

閉じる