

ベストセラー商品：FX-1に暖房タイプ登場。

## ポータブルトイレFX-1

### <暖房便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



#### ■主な仕様

商品サイズ：幅67×奥行64×高さ77～82cm  
(便座までの高さ38～43cm)

商品重量：約12kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上フタ・便座・バケツ) PP

梱包入数：1

色調：ベージュ

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：防臭消耗品

品番	533-085
価格	38,500円 (税抜)
JAN	4970210361559
TAIS	00221-000161
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。