

寒い季節も安心の暖房便座付き。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”

<暖房便座>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～83cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、
キャスター付35～42cm)
※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量： [FX-CPH-T] 約13.2kg
[FX-CPH-TC] 約13.7kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上フタ・便座・バケツ) PP
(トランスファーボード・キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ピンク/ベージュ

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：防臭消耗品

トランスファータイプ

品番	(ピンク) 870-021 (ベージュ) 870-022
価格	42,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403594 (ベージュ) 4970210419212
TAIS	00221-000221
CCTA95	091203

トランスファータイプ キャスター付

品番	(ピンク) 870-027 (ベージュ) 870-028
価格	45,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403600 (ベージュ) 4970210419236
TAIS	00221-000221
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。