

冬場の閉めきったお部屋でもニオイを気にせずにご使用いただけます。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”

<暖房・快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～83cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、キャスター付35～42cm)

※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量： [FX-CPHD-T] 約14.2kg
[FX-CPHD-TC] 約14.7kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上フタ・便座・バケツ・脱臭器本体) PP
(トランスファーボード・キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ピンク/ベージュ

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz
※DC 1.2V 1A専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

トランスファータイプ

品番	(ピンク) 870-041 (ベージュ) 870-042
価格	64,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403631 (ベージュ) 4970210419274
TAIS	00221-000223
CCTA95	091203

トランスファータイプ キャスター付

品番	(ピンク) 870-047 (ベージュ) 870-048
価格	67,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403648 (ベージュ) 4970210419298
TAIS	00221-000223
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。