

排泄時のいやなニオイを強力に脱臭。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”(ピンク)

<快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～87cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～49cm、
キャスター付35～44cm)
※キャスター付の奥行は60cm

商品重量： [FX-CPSD] 約11.7kg
[FX-CPSD-C] 約12.1kg

バケツ容量： 10L

材質： (本体・上フタ・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体) PP
(ソフト便座) EVA
(キャスター) PE

梱包入数： 1

色調： ベージュ/さくら

定格： (電源) 交流100V・50/60Hz
※DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力) 5W

付属品： 消臭剤フォームタイプ×1

ノーマルタイプ

品番	(ベージュ) 533-580 (さくら) 533-334
価格	54,500円 (税抜)
JAN	(ベージュ) 4970210419120 (さくら) 4970210851821
TAIS	00221-000222
CCTA95	091203

キャスター付

品番	(ピンク) 870-033
価格	57,500円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210395943
TAIS	00221-000222
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。