

排泄時のいやなニオイを強力で脱臭。

ポータブルトイレ FX-CP “ちびくまくん”

<快適脱臭>

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行55×高さ71～83cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、
キャスター付35～42cm)
※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量： [FX-CPSD-T] 約12.4kg
[FX-CPSD-TC] 約12.9kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上フタ・便座ベース板・バケツ・脱臭器本体) PP
(ソフト便座) EVA
(トランスファーボード・キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ピンク/ベージュ

定格：(電源) 交流100V・50/60Hz
※DC12V 1A専用アダプター使用
(消費電力) 5W

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

トランスファータイプ

品番	(ピンク) 870-031 (ベージュ) 870-032
価格	54,500円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403617 (ベージュ) 4970210419243
TAIS	00221-000222
CCTA95	091203

トランスファータイプ キャスター付

品番	(ピンク) 870-037 (ベージュ) 870-038
価格	58,000円 (税抜)
JAN	(ピンク) 4970210403624 (ベージュ) 4970210419267
TAIS	00221-000222
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。