

寒い季節も安心の暖房便座付き。

ポータブルトイレ FX-CPはねあげ “はねあげちびくまくん” ＜暖房便座＞

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

- 商品サイズ：** 幅55×奥行56×高さ76～92cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、
キャスター付35～42cm)
※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm
- 商品重量：** [FX-CPH-TCハネアゲ] 約16.2kg
- バケツ容量：** 10L
- 材質：** (本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ) PP
(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ) スチール (カチオン電着+塗装)
(ひじ掛けクッション・背もたれクッション) EVA
(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター) PE
- 梱包入数：** 1
- 色調：** ベージュ
- 定格：** (電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W
- 便座表面温度：** 30～40℃ 5段階調節
- 付属品：** 防臭消耗品

トランスファータイプ キャスター付

品番	870-096
価格	68,500円 (税抜)
JAN	4970210456941
TAIS	00221-000314
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞき))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。