

冬場の閉めきったお部屋でもニオイを気にせずにご使用いただけます。

ポータブルトイレ FX-CPはねあげ “はねあげちびくまくん”

＜暖房・快適脱臭＞

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行56×高さ76～92cm
(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm
キャスター付35～42cm)
※キャスター付の奥行は60cm
トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量：[FX-CPHD-TCハネアゲ] 約16.9kg
バケツ容量：10L

材質：(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ) PP
(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ) スチール (カチオン電着+塗装)
(ひじ掛けクッション・背もたれクッション) EVA
(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ベージュ

定格(脱臭)：(電源) 交流100V・50/60Hz
※DC 1 2V 1A専用アダプター使用
(消費電力) 5W

定格(暖房)：(電源) 交流100V・50/60Hz (消費電力) 53W

便座表面温度：30～40℃ 5段階調節

付属品：消臭剤フォームタイプ×1

トランスファータイプ キャスター付

品番	870-116
価格	91,000円 (税抜)
JAN	4970210457009
TAIS	00221-000315
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外の日～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただいております。