

トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。

## ポータブルトイレ FX-CPはねあげ “はねあげちびくまくん”

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



### ■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行56×高さ76～92cm

(便座までの高さ：

キャスターなし33～49cm、キャスター付35～44cm)

※キャスター付の奥行は60cm

トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量：[FX-CP-TCハネアゲ] 約15.6kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ) PP  
(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ) スチール (カチオン電着+塗装)  
(ひじ掛けクッション・背もたれクッション) EVA  
(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター) PE

梱包入数：1

色調：ベージュ

付属品：防臭消耗品/O型便座カバー×1

トランスファータイプ キャスター付

品番	870-076
価格	53,000円 (税抜)
JAN	4970210456880
TAIS	00221-000313
CCTA95	091203



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

「製品に関するご意見・お問合せは」

お客様相談室 ☎ 0120-86-7735

(祝祭日以外) 月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。