

おしりのやせた方にも座り心地のよいソフト便座タイプ。

ポータブルトイレ FX-CPはねあげ “はねあげちびくまくん” 〈ソフト便座〉

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具



■主な仕様

商品サイズ：幅55×奥行56×高さ76～92cm

(便座までの高さ：キャスターなし33～45cm、
キャスター付35～42cm)

※キャスター付の奥行は60cm

トランスファーボード寸法：38×37cm

商品重量：[FX-CPS-TCハネアゲ] 約15.2kg

バケツ容量：10L

材質：(本体・上蓋・便座ベース板・バケツ・アシストグリップ) PP
(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ) スチール (カチオン電着+塗装)
(ひじ掛けクッション・背もたれクッション) EVA
(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター) PE
(ソフト便座) EVA

梱包入数：1

色調：ベージュ

付属品：防臭消耗品

トランスファータイプ キャスター付

品番	870-086
価格	59,000円 (税抜)
JAN	4970210456910
TAIS	00221-000317
CCTA95	091203

 TOAGOSEI グループ

 アロン化成

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部
「製品に関するご意見・お問合せは」
お客様相談室 ☎ 0120-86-7735
(祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく))

※お客様からいただきましたお電話は、内容確認のため録音させていただきます。